

# PHILIPS

## sonicare

Laddningsbar  
tandborste

FlexCare Platinum

3 lägen, 3 intensitetsnivåer

Två borsthuvuden

Med trycksensor

UV-rengörare för borsthuvuden



HX9142/10



## Utomordentlig rengöring mellan tänderna Tar bort upp till 7 gånger mer plack mellan tänderna\*

Med nio unika borstalternativ, en intuitiv trycksensor och avancerad borsthuvudteknik går Philips Sonicare FlexCare Platinum ett steg längre än traditionell rengöring och ger utomordentlig plackborttagning och förbättrad munhälsa.

### Hjälper dig att följa rekommendationerna för tandborstning

- Varnar när du borstar för hårt
- Timerfunktioner som hjälper dig att borsta ordentligt

### Ger en personligt anpassad tandborstning

- Välj läge och intensitet

### Utomordentlig rengöring för tänder och tandkött

- Sonisk teknik för bättre munhälsa
- Tar bort upp till 7 gånger mer plack mellan tänderna
- Förbättrar munhälsan på två veckor – det är kliniskt bevisat
- Nytt InterCare-borsthuvud för avancerad rengöring mellan tänderna

### Passar din livsstil

- Lång batterilivslängd och ett resefodral
- Praktiskt resefodral och laddare

# Funktioner

## 9 tandborstningsalternativ



Med FlexCare Platinum kan du välja mellan tre olika rengöringslägen – Clean (rengöring), White (vit) och Gum Care (tandköttsvård) – och tre intensitetsinställningar – låg, medel och hög – och därmed helt anpassa borstningen efter dina önskemål.

## Förbättrar munhälsan på två veckor



Med sitt särskilda Gum Care-läge (tandköttsvård) för rengöring som hjälper till att motverka blödning och inflammation i tandkötet kan FlexCare Platinum förbättra munhälsan på bara två veckor – det är kliniskt bevisat.

## InterCare-borsthuvudsteknik



Med extra långa borst som når långt ner mellan tänderna och längs tandköttskanten använder vårt nya InterCare-borsthuvud avancerad rengöringsteknik för att ta bort plack och polera tänderna. Det har dessutom påminnelseborststrån som bleknar från blått till vitt när det är dags att byta borsthuvud.

## Sonisk teknologi



Till skillnad från en vanlig eltandborste använder Philips Sonicare en patenterad sonisk teknik. Sonicares unika dynamiska rengöring pressar in vatten även mellan tänderna och tar varsamt och effektivt bort plack mellan tänderna och längs tandköttskanten.

## Når långt ner mellan tänderna



FlexCare Platinum når långt ner mellan tänderna och ger överlägsen plackborttagning. Det är kliniskt bevisat att den tar bort 7 gånger mer plack mellan tänderna än en vanlig tandborste.

## Intuitiv trycksensor




FlexCare Platinum har en unik, intuitiv trycksensor som hjälper dig att inte borsta för hårt. Handtaget vibrerar lätt om du trycker för hårt.

## Utformat för att passa in i din livsstil



Med vårt förstklassiga resefodral kan du förvara din tandborste på ett hygieniskt sätt, och med vår kompakta reseladdare kan du hålla igång dina enheter när du är ute och reser. Du får två veckors regelbunden användning från en och samma laddning. Så du behöver aldrig gå miste om den där fräschakänslan, även när du är på resande fot.

## Quadpacer och SmarTimer



FlexCare Platinum har två timerfunktioner som hjälper dig att borsta ordentligt. Quadpacer-intervalltimern anger när det är dags att flytta till en annan del av munnen, medan SmarTimern hjälper dig att borsta i två minuter, vilket är den tid som rekommenderas av tandläkare.

## Resefodral och laddare



Det praktiska resefodralet och den kompakta reseladdaren gör det enkelt att ta med sig FlexCare Platinum.

# Specifikationer

## Lägen

**Rengöra:** För överlägsen daglig rengöring

**Tandköttsvård:** Masserar tandköttet varsamt

**Vit:** Tar bort missfärgningar

**Tre intensitetsnivåer:** Låg, Medium, Hög

## Medföljande tillbehör

**Handtag:** 1 FlexCare Platinum

**Borsthuvuden:** 1 InterCare, standard, 1

InterCare, kompakt

**Laddare:** 1

**UV-rengörare**

**Resefodral:** 1

## Design och finish

**Färg:** Vit med framsida i metallic

## Rengöringsprestanda

**Hastighet:** Upp till 62000 borströrelser/min

**Prestanda:** Tar bort upp till 7 gånger mer plack\*

**Hälsofördelar:** Förbättrar munhälsan på bara två veckor

**Ger synbart vitare tänder:** Tar bort fläckar naturligt

**Timer:** SmarTimer och Quadpacer

**Trycksensor:** Handtag som vibrerar för att varna användaren

## Lättanvänt

**Borsthuvudsystem:** Borsthuvud som enkelt knäpps på

**Borstningstid:** Upp till 3 veckor\*\*

**Batteriindikator:** Lampan visar batteristatusen

**Handtag:** Tunn, ergonomisk design

**Teckenfönster:** Belyst skärm

## Tekniska specifikationer

**batteri:** Laddningsbar

**Batterityp:** Litiumjon

**Drifttid (full till tom):** Upp till 3 veckor\*\*

## Effekt

**Spänning:** 110–220 V

## Service

**Garanti:** 2 års begränsad garanti

