

PHILIPS

sonicare

Sonisk eltandbørste

DiamondClean

5 indstillinger

2 børstehoveder

Glasoplader

USB-rejseoplader



HX9382/04

Hvidere og sundere tænder resten af livet

Elektrisk tandbørste giver Sonicares bedste blegning

Sonicares bedste blegning med vores mest elegante Philips Sonicare elektriske tandbørste. Skift til Sonicare.

Dokumenteret forbedring af mundhygiejne

- Fjerner op til 7 gange mere plak end en almindelig tandbørste
- Et hvidere smil på 1 uge med vores DiamondClean-børstehoved*
- Giver sundere tandkød på blot 2 uger*
- Vælg mellem 5 funktioner, herunder Polering og Sensitiv
- Sikker og skånsom sikring af din mundhygiejne

Giver en fremragende tandbørstning

- Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning
- Vinklet skaft hjælper med nem rensning af vanskelige områder

Designet til dig

- Rejsetui til USB-opladning og opladningsglas
- Timere opfordrer til grundig børstning i 2 minutter
- Nemt startprogram opbygger din Philips Sonicare-rutine

Specifikationer

Indstillinger

Clean: Giver en uovertruffen rensning hver dag

Gum Care: Masserer forsigtigt tandkødet

Polsk: Lysner og polerer dine tænder

Sensitive: Blid børstning af tænder og tandkød

Hvid: Fjerner overfladepletter

Medfølgende dele

Håndgreb: 1 DiamondClean

Børstehoveder: 1 DiamondClean standard, 1 DiamondClean kompakt

Glasoplader: 1

Rejseetui: USB-rejseoplader

Design og finish

Farve: Keramisk hvid

Rensydelse

Hastighed: Op til 62.000 børstebevægelser/min.

Performance: Fjerner op til 7 x mere plak*

Sundhedsmæssige fordele: Giver sundere tandkød på blot to uger

Hvidere tænder: Bleger tænderne 2X bedre*

Timer: SmartTimer-funktion og Quadpacer

Brugervenlig

Børstehovedsystem: Børstehoveder, der nemt klikkes på

Børstetid: Op til 3 uger**

Batteriindikator: Illumineret ikon indikerer batterilevetid

Håndgreb: Slankt, ergonomisk design

Display: Oplyst display

Tekniske specifikationer

Batteri: Genopladelig

Batteritype: Litiumion

Brugstid (fuldt opladet til tom): Op til 3 uger**

Strøm

Spænding: 110-220 V

Service

Garanti: 2 års begrænset garanti

