

# PHILIPS

## sonicare

Interdental -  
genopladelig

AirFloss

M/1 mundstykke



HX8241



### Bruger du ikke tandtråd? Brug AirFloss i stedet for.

#### Fjerner plak fra områder, hvor tandbørsten ikke kan nå

For dem, der ikke bruger tandtråd konsekvent, er AirFloss en nem måde at starte på at rengøre mellem tænderne. AirFloss kan bruges sammen med mundskyl eller vand og er udstyret med en unik teknologi, der anvender lufttryk og mikroskopiske vanddråber til at fjerne plak i områder, der er svære at nå.

#### **Ren mund på 30 sekunder**

- Renser hele munden på kun 30 sekunder
- Peg. Tryk. Rengør!

#### **Hjælper med at udvikle en sund vane**

- En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne

#### **Forbedrer mundhygiejnen**


- Fjerner mere plak mellem tænderne
- Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på kun to uger
- Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne

#### **Nem at anvende**

- Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber
- Behageligt ergonomisk håndgreb
- Styrespidsen sikrer en korrekt placering
- Et mundstykke til hvert medlem af familien


# Vigtigste nyheder

## En nem måde at starte på



Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.

## Fjerner mere plak mellem tænderne



Fjerner mere plak mellem tænderne

## Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber



Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber

## Styrespids



Det smalle vinklede mundstykke og styrespidsen gør det nemt at finde den korrekte placering. Du skal blot glide langs tandoverfladen nær ved tandkødsranden, indtil spidsen passer ind i mellemrummet mellem tænderne.

## Ren mund på 30 sekunder




Med AirFloss tager det kun 30 sekunder at rense hele munden. Du skal blot trykke på knappen én gang for at få et enkelt skyl, flytte den og så trykke igen. For at bruge den nye autoskyl-funktion skal du holde knappen nede og bevæge styrespidsen fra mellemrum til mellemrum. Den skyller automatisk hvert sekund.

## Letopfyldelig beholder



Fyld beholderen på håndgrebet med enten mundskyl eller vand for at opnå en forfriskende skylning, peg og tryk. Beholderen indeholder tilstrækkelig væske til to skylninger.

## Sundere tandkød



Det er klinisk bevist, at Sonicare AirFloss forbedrer tandkødets sundhed på kun to uger.

## Hjælper med at forebygge huller



Ved forsigtigt at skylle det plak væk, som ikke blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper Sonicare AirFloss med at forebygge, at der dannes huller i tandmellemrummene.

## Ergonomisk håndtag

AirFloss er designet til at være nem at manøvrere på trange steder og har et behageligt ergonomisk håndtag og et skridsikkert greb.

## Farvede mundstykkespidser

Farvede mundstykkespidser og en praktisk mundstykkeholder gør det nemt for en hel familie at bruge AirFloss.

# Specifikationer

## Brugervenlig

**Håndgreb:** Slankt, ergonomisk design

**Batteriindikator:** Blink angiver lavt batteri

**Batterilevetid:** Op til 2 uger

**Mundstykkessystem:** Klikkes nemt af og på

## Tekniske specifikationer

**Batteri:** Genopladelig

**Driftstid:** Udskift mundstykket hver 6. måned

**Batteritype:** Litiumion

**Opladningstid:** Fuld opladning på 24 timer

## Strøm

**Spænding:** Oplader til flere spændingstyper

## Service

**Garanti:** 2 års begrænset garanti

## Medfølgende dele

**AirFloss-håndgreb:** 1

**AirFloss-mundstykke:** 1, 3

**Oplader:** 1 oplader til flere forskellige spændinger

**Holder til mundstykke:** 1

## Rensydelse

**Performance:** Fjerner op til 5 x mere plak\*

**Sundhedsmæssige fordele:** Giver sundere tandkød på blot to uger

**Automatisk skyllefunktion:** Renser hele munden på 30 sek.

**Mundstykker:** For at opnå det bedste resultat bør man skifte hver 6. måned

## Designspecifikationer

**Farve(r):** Hvid med grønne detaljer

