

PHILIPS

sonicare

Wiederaufladbare
Schallzahnbürste

HX7351



Bessere Zugänglichkeit für bessere Reinigung

Die einzige Schallzahnbürste mit abgewinkeltem Bürstenkopf, für bessere Zugänglichkeit und somit bessere Reinigung. Die speziell geformten weichen Borsten und die einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung reichen bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands.

Folgt den Konturen der Zähne

- Dynamische Flüssigkeitsströmung
- Abgerundete Borsten folgen den Konturen Ihrer Zähne
- Schmäler, angewinkelter Bürstenkopf

Klinisch getestete Vorteile

- Natürlich weiße Zähne
- Nachweislich sicher und sanft
- Erhält die Gesundheit des Zahnfleisches

Weitere Funktionen

- Smartimer[®] zum leichteren Einhalten der von Zahnärzten empfohlenen Reinigungsdauer von 2 Minuten.
- Easy-start[®] erleichtert neuen Benutzern, sich an das Putzen mit der Sonicare[®] zu gewöhnen
- Quadpacer[®] - 30-Sekunden-Intervall-Timer für eine gleichmäßige Reinigung der vier Kieferquadranten.
- Zwei Geschwindigkeiten

Besonderheiten

Dynamische Flüssigkeitsströmung

Reicht bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands.

Abgerundete Borsten folgen den Konturen Ihrer Zähne

Guter Kontakt zur Zahnoberfläche.

Schmaler, angewinkelter Bürstenkopf

Zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen.

Natürlich weiße Zähne

In klinischen Tests wurde nachgewiesen, dass äußerliche Verfärbungen durch Kaffee, Tee und Tabak verringert werden - für natürlich weiße Zähne.

Sicher und sanft

Ihre Sonicare ist sicher bei: Zahnsparungen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnsparungen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

Erhält die Gesundheit des Zahnfleisches

Unterstützt die Reduzierung gingivitischer Symptome und hilft bei der Rückbildung von Zahnfleischtaschen.

Daten

Weitere Funktionen

Wellenförmige Bürstenköpfe

Smartimer®

Easy-start®

Quadpacer®

Deluxe-Ladestandsanzeige

Ergonomisch geformter Griff

Bürstenköpfe im Lieferumfang enthalten: 1

Technische Daten

Geschwindigkeit: 31.000 Bewegungen pro Minute

Ladezeit: 24 Stunde(n)

Akku: NiCd

Spannung: 230 V, 50 Hz (UK 240 V, 50 Hz)

Stromverbrauch: 3 W

Zubehör

Bürstenkopfhalter

