

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents sonique  
électrique – Distribuer

DiamondClean

5 modes

4 têtes de brosse

Verre chargeur, étui de  
transport

avec mode de nettoyage en  
profondeur



HX9383/62



## Nettoyage performant pour des résultats supérieurs

Déloge la plaque de façon impeccable, en plus de blanchir  
efficacement

Seule la brosse Philips Sonicare DiamondClean procure les résultats et les  
fonctions dont vos patients ont besoin. La brosse DiamondClean enlève jusqu'à  
10 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle et élimine les tâches pour  
un sourire plus blanc en une seule semaine.

### Pour un nettoyage impeccable

- Tête de brosse blanchissante DiamondClean la plus performante de la gamme  
Sonicare
- Tête de brossage AdaptiveClean
- Nouveau nettoyage en profondeur : faire face aux zones difficiles à atteindre sans  
effort
- Technologie de brosse à dents Philips Sonicare

### Aide à mettre en pratique les conseils de brossage des dentistes

- 5 modes : Nettoyage, Blanchiment, Dents sensibles, Soins des gencives, Nettoyage  
en profondeur

### Conçu pour vous

- Affichage illuminé
- Batterie d'une autonomie de trois semaines
- Système à double recharge


# Caractéristiques

## Tête de brosse DiamondClean




Avec sa forme en losange et ses soies à la dureté moyenne, la tête de brosse blanchissante DiamondClean est la meilleure de toute la gamme Sonicare pour déloger la plaque efficacement, mais en douceur. Cette brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet d'obtenir des dents bien plus propres et blanches qu'une brosse à dents manuelle.

## Tête de brosse AdaptiveClean




Les côtés souples et flexibles en caoutchouc permettent aux soies d'épouser la forme unique des dents et des gencives des patients afin de fournir jusqu'à 4 fois plus surface de contact\*. La flexibilité de la tête de brosse aide les soies à suivre le long des gencives et à absorber la pression excessive. Le mouvement de brossage amélioré pour une sensation unique dans la bouche et un nettoyage supérieur le long des gencives et dans les endroits difficiles d'accès. Permet d'éliminer 10 fois plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle dans les endroits difficiles à atteindre\*.

## Cinq modes de brossage



Comprend le mode de blanchiment antitache, éprouvé en clinique pour blanchir les dents seulement une semaine.

## Mode de nettoyage en profondeur




Notre tout nouveau mode de nettoyage en profondeur permet un nettoyage exceptionnel dans les zones difficiles à atteindre. Grâce au mouvement unique de la tête de brosse et à la durée de brossage prolongé de trois minutes, ce mode devient le choix idéal lorsque vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles à atteindre.

## Système de charge



Verre chargeur innovateur pour l'utilisation à la maison, et étui chargeur portatif avec prise USB pour l'ordinateur et la prise murale pour les sorties et les voyages.

## Affichage illuminé



Lorsque la brosse à dents est en marche, un rétroéclairage unique affiche le mode sélectionné. Lorsqu'elle est éteinte, l'afficheur est invisible pour un style épuré.

## Batterie rechargeable



Une fois complètement chargée, la brosse DiamondClean offre trois semaines d'autonomie avec un usage régulier.

## Technologie sonore



Pousse les liquides entre les dents et le long de la gencive pour un nettoyage doux mais en profondeur.

# Spécifications

## Modes

**Nettoyage:** Nettoyage exceptionnel tous les jours

**Blanc:** Élimine les taches

**Dents sensibles:** Nettoyage doux pour les dents et les gencives

**Soin des gencives:** Masse délicatement les gencives

**Nettoyage en profondeur:** Pour un nettoyage en profondeur revigorant

## Articles inclus

**Manches:** 1 tête DiamondClean

**Têtes de brosse:** 1 tête DiamondClean compacte, 1 InterCare standard, 1 AdaptiveClean

**Verre chargeur:** 1

**Étui de transport:** Chargeur de voyage USB

## Design et finition

**Couleur:** Améthyste

## Performance de nettoyage

**Vitesse:** Jusqu'à 62000 mouvements de brosse par minute

**Avantages pour la santé:** Renforcement de la santé des gencives en deux semaines seulement

**Performance:** Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque\*

**Avantages du blanchiment:** Jusqu'à 2 teintes de blancheur gagnées sur les dents

**Minuterie:** Smartimer et Quadpacer

## Facilité d'utilisation

**Système de tête de brosse:** Têtes de brosse faciles à fixer

**Durée du brossage:** Jusqu'à 3 semaines\*\*

**Témoin de batterie:** Témoin indiquant l'état de la batterie

**Manche:** Conception ergonomique ultramince

**Écran:** Affichage illuminé

## Fiche technique

**Batterie:** Rechargeable

**Type de batterie:** Lithium-ion

**Durée de fonctionnement (complète):** Pile offrant une autonomie de 3 semaines

## Alimentation

**Tension:** 110 - 220 V

## Service

**Garantie:** Garantie limitée de 2 ans



\* qu'une brosse à dents manuelle

\*\* calculé sur la base de deux périodes de brossage de deux minutes par jour, en mode nettoyage