

PHILIPS

sonicare

Komplet sa sprejem
TongueCare+

TongueCare+

1 četka za jezik

1 sprej za jezik

BrushSync uparivanje načina
rada

HX8071/17



Čist jezik, svjež dah

Philips Sonicare čistoća, za vaš jezik

Pritisnite. Poprskajte. Očistite. Naša revolucionarna napredna četkica za jezik TongueCare+ i sprej vašu četkicu za zube Philips Sonicare trenutačno će pretvoriti u moćno rješenje za svjež dah. Vaš će jezik iskusiti Sonicare čistoću. Moći ćete uživati u dugotrajno svježem dahu

Jednostavan dodatak vašoj uobičajenoj oralnoj higijeni

- Od četkice za zube do čistača jezika samo jednim pritiskom
- Trenutačno uništite bakterije koje uzrokuju loš zadah i neutralizirajte ga
- Lako dosegnite svaki dio jezika

Inovativna tehnologija

- 240 MicroBristles vlakana za nježno dubinsko čišćenje
- Philips Sonicare čistoća za vaš jezik
- Automatsko uparivanje s drškom četkice za zube

Istaknute znač.

MicroBristles




Uz 240 gumenih vlakana MicroBristles, četkica za jezik TongueCare+ posebno je dizajnirana za čišćenje meke i porozne površine jezika. Fleksibilna vlakna MicroBristles prilagođavaju se i nježno čiste oko rubova i udubljenja, uklanjajući nakupljene bakterije i omogućujući dublje prodiranje našeg spreja za jezik Philips Sonicare BreathRx koji ih uništava. Kompaktni oblik omogućuje vam ugodno čišćenje cijelog jezika.

Zvučna tehnologija



TongueCare+ je jedini čistač jezika s Philips Sonicare snagom i svakim potezom uklanja bakterije koje uzrokuju loš zadah. 31 000 vibracija u minuti razbija ostatke na jeziku, uklanja bakterije koje uzrokuju loš zadah i omogućujući dublje prodiranje sastojaka našeg spreja za jezik Philips Sonicare BreathRx koji ih uništavaju. Imat ćete osjećaj čistoće na jeziku, a dah će vam duže biti svjež.

Pametno uparivanje načina rada



Naša pametna četkica za jezik TongueCare+ sadrži mikročip koji komunicira s drškom četkice za zube. Kada je postavite na dršku, drška je automatski prepoznaje i bira odgovarajući način rada i intenzitet za optimalno čišćenje jezika. Sve što trebate učiniti je pritisnuti gumb za napajanje.

Lako postavljanje



Četkica za jezik TongueCare+ brzo pretvara četkicu za zube Philips Sonicare u sonični čistač jezika. Svaka četkica za jezik postavlja se pritiskom na dršku četkice Philips Sonicare, poput standardne glave četkice. Ove inovativne četkice za jezik jednostavno se koriste, mijenjaju i čiste, a kompatibilne su sa svim Philips Sonicare drškama četkice za postavljanje pritiskom, tako da dodavanje čišćenja jezika svakodnevnoj rutini čišćenja


oralne šupljine ne može biti lakše. Odgovara svim Philips Sonicare drškama četkice za zube osim: PowerUp Battery i Essence.

Sprej za jezik BreathRx



Plinove neugodnog mirisa s hlapljivim sumpornim komponentama lako će riješiti sprej za jezik BreathRx koji dokazano trenutno uništava bakterije koje uzrokuju loš zadah i neutralizira ga. Posebna formula oblaže jezik i podmazuje ga radi nježnog čišćenja četkom za jezik TongueCare+. Osvježavajući okus mente pruža osjećaj svježine i čistoće u ustima.

Temeljito očistite jezik



Kako biste temeljito očistili jezik, morate dosegnuti sva njegova područja. Zahvaljujući ergonomskom obliku četkica za jezik TongueCare+ omogućuje vam da to postignete na ugodan način. Mala i fleksibilna glava olakšava uklanjanje bakterija koje uzrokuju loš zadah sa svih područja.

Specifikacije

Kompatibilnost

Sustav glave četkice: Postavljanje pritiskanjem
BrushSync uparivanje načina rada

Odgovara sljedećim modelima: 2 Series za kontrolu naslaga, 2 Series za zaštitu od naslaga, 3 Series za zdravlje desni, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp

Dizajn i završna obrada

Boja: Bijela

Predmeti u kompletu

Glave četkice: 1 četka za jezik TongueCare+

Antibakterijski sprej za jezik: 2 oz

Materijal

Elastomer: Bez lateksa

Rok trajanja

Nakon otvaranja: 6 mjeseci

Trajanje spreja za jezik na polici: 36 mjeseci

Sastojci

Sastojci spreja za jezik: Voda, propilen glicerol, PEG-40 hidrogenirano ricinusovo ulje, Aroma, cink-glukonat, PEG-12 dimetikon, Cetilpiridinij klorid, Ulje limunskog eukaliptusa, Timol, natrij-saharin, Limonen, CI42090

