

PHILIPS

sonicare

Laddningsbar sonisk tandborste

For Kids



HX6381



Uppmuntra hälsosam tandborstning på egen hand

En borste som hjälper växande leenden

Rengör och skydda växande leenden

- Det gummierade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder

Utformad för att utveckla bättre tandborstningsvanor


- Åldersanpassade borsthuvuden för att skydda barnens tänder
- Stabil form
- Design med flera grepp för föräldrar och barn
- Två barnvänliga energilägen som ger en skonsam och effektiv rengöring
- Roliga utbytbara framstycken för personlig anpassning
- Det finns roliga och engagerande musiktoner till KidPacer
- Med KidTimer ökar borstningstiden

ger en överlägsen rengöring

- Dynamisk rengöring för in vätska mellan tänderna


Funktioner

Åldersanpassade borsthuvuden



Två storlekar på borsthuvuderna som är specifikt utformade för skonsam rengöring och för att skydda tänderna i viktiga utvecklingsstadier

Stabil form



Med det stabila handtaget kan barnen själva både ställa ifrån sig den och när den ligger ned är det lätt att ta på tandkrämen.

Flera grepp tillgängliga



Ergonomiskt utformad så att barnen kan borsta tänderna både på egen hand och tillsammans med föräldra

Patenterad sonisk teknik




Sonicares unika dynamisk rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Utbytbara framstycken



Så att barnen kan anpassa utseendet på sin egen tandborste

KidPacer



Med roliga ljud uppmuntras barnen att borsta både fram- och baktill i över- och underkäken

KidTimer



Under 90 dagar utökas borstningstiden långsamt till de två minuter som rekommenderas av tandläkare

Energilägen



Två barnvänliga energilägen som är anpassade för olika åldrar och ger en skonsam rengöring utifrån hur behoven ser ut för olika åldrar. Det finns ett lägre läge från 4 och uppåt och ett högre läge från 7 år och uppåt

Borsthuvud med gummi



Det gummerade borsthuvudet är utformat för att skydda unga tänder

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Batteri: Laddningsbar

Design och finish

Färg: Röd med 3 utbytbara framstycken

Medföljande tillbehör

Laddare: En flerspänningsladdare

Laddarkåpa: En laddarkåpa med borsthuvudhållare

Lättanvänd

Borsthuvudsystem: Borsthuvud som enkelt knäpps på för optimal hygien

Borstningstid: 42 st. 2-minutersborstningar

ELLER 3 veckor

Batteriindikator: Lampan i strömbrytaren blinkar för att visa när du behöver ladda

Handtag: Ergonomiskt utformat grepp för att föräldrar och barn ska kunna borsta tillsammans eller på egen hand

Rengöringsprestanda

Hastighet: Upp till 31 000 borsttag per minut

Borsthuvuden: Ett kort borsthuvud för åldrarna 4-6 år och ett långt borsthuvud för åldern 7+

Prestanda: Tar bort avsevärt mer plack i svåråtkomliga områden jämfört med en manuell barntandborste [Oral-B steg 4] för barn mellan 7-10 år

Timer: Smarttimer och quadpacer

Lägen: Två barnvänliga energilägen som anpassar rengöringskraften till olika åldrar

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Effekt

Spänning: Flerspänningsladdare

