

# PHILIPS

## sonicare

AirFloss Pro/Ultra –  
Dispense

1 mundstykke



HX8381/01



## Tre gange sundere tandkød

Effektivitet og komplians for patienter, som ikke bruger tandtråd regelmæssigt

For dem, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, er AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* den nemmeste måde at rense effektivt mellem tænderne. AirFloss Pro/Ultra kan bruges sammen med mundskyllemiddel eller vand, og det er klinisk dokumenteret, at det er lige så effektivt som tandtråd til at sikre sundt tandkød.\*\*

### Forbedrer patienternes mundhygiejne

- Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak\*\*\*
- Klinisk dokumenteret til at være lige så effektivt som tandtråd til at sikre sundt tandkød\*\*
- Hjælper med at forebygge huller mellem tænderne

### Overlegen teknologi

- Teknologi med lufttryk og mikroskopiske dråber
- Mundstykke med høj ydeevne
- Indstillinger for tredobbelt luftpust, der kan tilpasses

### Den nemmeste måde at rense effektivt mellem tænderne

- En nem måde at forbedre rensningen mellem tænderne
- Tager kun 60 sekunder: Peg, tryk, rens!
- Frisk og ren med mundskyllemiddel


# Vigtigste nyheder

## Op til 99,9% bedre bekæmpelse af plak




AirFloss Pro/Ultra fjerner op til 99,9% af plakken fra de behandlede områder.\*\*

## Mikrodråbeteknologi




Vores klinisk dokumenterede resultater er mulige takket være vores unikke teknologi, der kombinerer luft og mundskyllemiddel eller vand til kraftfuld og alligevel blid rensning mellem tænderne og langs tandkødsranden.

## En nem måde at starte på



Rengøring mellem tænderne er meget vigtigt for den generelle mundsundhed. AirFloss gør det nemt at rense dybere mellem tænderne og hjælper til at udvikle en sund vane. Efter tre måneders brug af AirFloss fortsatte 96 % af dem, der før kun brugte tandtråd en gang imellem, med at bruge AirFloss fire eller flere dage om ugen.

## Sundere tandkød



Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra har klinisk dokumentation for at forbedre tandkødets sundhed lige så meget som tandtråd.\*\* Hjælper med at forbedre tandkødets sundhed på helt ned til to uger.

## Renser på blot 60 sekunder



Med AirFloss Pro/Ultra kan patienterne på mindre end 60 sekunder om dagen rense hele munden. De skal blot vælge luftpustfrekvens (enkelt, dobbelt eller tredobbelt) og holde aktiveringsknappen nede for at vælge konstante automatiske luftpust eller trykke og slippe knappen for at vælge manuelle luftpust.

## Frisk og ren med mundskyllemiddel




Patienterne kan bruge det sammen med mundskyllemiddel for at opnå den ultimative friske oplevelse samt anti-mikrobielle fordele.

## Hjælper med at forebygge huller mellem



Ved forsigtigt at skylle den plak væk, som ikke blev fjernet ved tandbørstningen, hjælper Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra med at forebygge, at der dannes huller i patientens tandmelletrum.

## Mundstykke med høj ydeevne



Det nye højtydende AirFloss Pro/Ultra-mundstykke forstærker effekten af vores luft- og mikrodråbeteknologi, så den bliver mere effektiv end nogensinde før.

## Tilpasning af tredobbelt luftpust



AirFloss Pro/Ultas kraftfulde spray kan tilpasses efter patientens behov, med enkelte, dobbelte eller tredobbelte luftpust for hvert tryk på aktiveringsknappen.

# Specifikationer

## Medfølgende dele

AirFloss Pro/Ultra-håndgreb: 1  
AirFloss Pro/Ultra-mundstykke: 1  
Oplader: 1

## Design og finish

Farve: Grå

## Rensydelse

**Klinisk dokumenterede resultater:** Lige så effektivt som tandtråd, til at forbedre tandkødets sundhed, til at forhindre blødende tandkød, til at bekæmpe plak

**Performance:** Fjerner op til 99,9% af plak\*\*

**Sundhedsmæssige fordele:** Renser hele

mundten på 60 sek., Giver sundt tandkød på 2 uger

**Indstillinger, der kan tilpasses:** Automatiske luftpust eller manuelle luftpust, Enkelte, dobbelte, tredobbelte luftpust

**For at opnå de bedste resultater:** Skift mundstykke med 6 måneders mellemrum

## Brugervenlig

**Håndgreb:** Slankt, ergonomisk design

**Batteriindikator:** Lysdioderne på håndgrebet viser batterikapacitet

**Batterilevetid:** 1-4 uger\*\*\*\*\*

**Mundstykkesystem:** Klikkes nemt af og på

## Tekniske specifikationer

**Batteri:** Genopladelig

**Batteritype:** Litiumion

**Opladningstid:** Fuld opladning på 24 timer

## Strøm

**Spænding:** Oplader til flere spændingstyper

## Service

**Garanti:** 2 års begrænset garanti



\* Ved brug sammen med en manuel tandbørste og et antimikrobielt mundskyllemiddel hos patienter med mild til moderat tandkødsbetændelse. AirFloss er udviklet til at hjælpe brugere, der ikke bruger tandtråd regelmæssigt, med at udvikle en sund daglig vane med at huske at rense mellem tænderne. Du kan få flere oplysninger på [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\* AirFloss Ultra og Pro er det samme produkt, men kan være navngivet forskelligt afhængigt af land og kanal.

\*\*\*\*\*afhængigt af anvendt sprøjteindstilling