

PHILIPS

sonicare

แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonic

HealthyWhite

2 โหมด

1 หัวแปรง

HX6711/02



Stödjer användningen
av eltandborste



เพื่อการกำจัดคราบต่างๆ

ทุกคนต่างก็ต้องการรอยยิ้มที่ขาวใส ให้แปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare HealthyWhite HX6711/02 ช่วยขจัดคราบ
ทั่วไปบนพื้นผิวฟัน เมื่อใช้โหมด Clean & White

ให้การทำความสะอาดช่องปาก และฟัน

- Dynamic Cleaning Action ของ Sonicare

ช่วยให้มีสุขภาพช่องปากที่ดี

- แปรงสีฟัน Philips Sonicare ช่วยให้ฟันสะอาด

ช่วยให้คุณแปรงฟันได้ครบ2นาทีทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์

- ตัวตั้งเวลาสองนาที่ช่วยบอกเวลาในการแปรงฟันที่แนะนำ
- ตัวตั้งเวลา Quadpacer แบบแบ่งช่วงเวลช่วยให้แปรงฟันได้อย่างทั่วถึง

ให้ประสบการณ์การแปรงที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะ

- โปรแกรมที่เริ่มต้นแบบง่ายๆ จะช่วยให้คุณปรับตัวให้คุ้นเคยกับการใช้งาน Sonicare
- โหมด Clean and White: เพื่อขจัดคราบ

ไฮไลต์

เทคโนโลยีโซนิก



ด้วยการเคลื่อนไหว 62,000 ครั้งต่อนาที ทำให้เกิด Micro BubbleMicro Bubble คือ ฟองขนาดเล็ก ที่จะถูกผลักเข้าไปทำความสะอาดระหว่างซี่ฟัน

Smartimer




ตัวตั้งเวลา 2 นาทีบนแปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare ช่วยให้แน่ใจว่าใช้เวลาในการแปรงฟันตามมาตรฐานที่ทันตแพทย์แนะนำ

Quadpacer



ตัวตั้งเวลา Quadpacer แบบแบ่งช่วงเวลาเป็นช่วงละ 30 วินาที จะส่งสัญญาณเมื่อคุณแปรงฟันเสร็จหนึ่งในสี่ส่วนของช่องปาก และเตือนให้คุณแปรงฟันในส่วนต่อไปเพื่อให้เกิดการทำความสะอาดทั่วทั้งช่องปากของคุณด้วยความสม่ำเสมอมากขึ้น

โปรแกรม Easy Start




ค่อยๆ เพิ่มกำลังขึ้นตลอด 14 ครั้งแรก เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า Philips Sonicare

โหมด Clean and White



ใช้โหมด Clean 2 นาทีตามด้วยโหมด White อีก 30 วินาทีเพื่อเน้นการทำความสะอาดฟันหน้าที่มองเห็นได้ชัด

ช่วยให้ฟันสะอาด



Philips Sonicare ช่วยให้ฟันสะอาด แปรงสีฟันจะช่วยขัดและลดคราบบนฟันเพื่อมอบรอยยิ้มที่สดใส

รายละเอียดเฉพาะ

โหมด

Clean: เพื่อการทำความสะอาดในทุกๆ วัน
Clean & White: Clean 2 นาที + White 30 วินาที

อุปกรณ์ที่มีมาให้

ด้ามจับ: 1 HealthyWhite
หัวแปรง: ProResults 1 หัวขนาดมาตรฐาน
สายชาร์จ: 1

การออกแบบและตกแต่ง

สี: สีเขียว Glacier Green

ประสิทธิภาพการทำความสะอาด

ความเร็ว: ขนแปรงขยับด้วยความถี่สูง (high-frequency) ที่ 62,000 ครั้งต่อนาที

ประสิทธิภาพ: ช่วยกำจัดคราบบนพื้นผิวฟัน

ประโยชน์ต่อสุขภาพ: ช่วยให้มีความสะอาดที่ดียิ่งขึ้น

ตัวจับเวลา: Smartimer และ Quadpacer

ใช้งานง่าย

ระบบหัวแปรง: หัวแปรงแบบเสียบใช้ง่าย

เวลาแปรงฟัน: นานถึง 3 ลิปดาห์**

สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่: ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่

ด้ามจับ: ดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ, ด้ามจับทำด้วยยางช่วยให้จับได้สะดวก

ข้อมูลทางเทคนิค

แบตเตอรี่: ชาร์จใหม่ได้

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

เวลาในการทำงาน (ตั้งแต่แบตเตอรี่เต็มจนหมด): นานถึง 3 ลิปดาห์**

กำลังไฟ

แรงดันไฟฟ้า: 110-220 โวลต์

บริการ

รับประกัน: รับประกันเป็นระยะเวลา 2 ปี

