

# PHILIPS

## sonicare

AirFloss Ultra:  
prueba

1 boquilla



HX8341/01



### Un ráfaga tripe para una mayor salud gingival

Eficacia y regularidad para los que no usan el hilo dental a menudo

Se ha demostrado clínicamente que Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* es tan eficaz como el hilo dental a la hora de mejorar la salud de las encías\*. De hecho, hasta un 97 % de las personas que utilizan hilo dental de manera irregular mejoraron al probar AirFloss Ultra\*.

#### Mejora la higiene bucal de los pacientes

- Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa\*\*\*
- Se ha demostrado clínicamente que es tan eficaz como el hilo dental para la salud de las encías\*\*
- Ayudan a evitar las caries entre los dientes

#### Tecnología superior

- Tecnología de aire y microgotas
- Boquilla de alto rendimiento
- Ajuste personalizable de triple ráfaga

#### La manera más sencilla de limpiar entre los dientes

- Una sencilla forma de mejorar la limpieza entre los dientes
- Se tardan solo 60 segundos: apuntar, pulsar y limpiar
- Fresco y limpio con enjuague bucal

# Destacados

## Hasta un 99,9 % de eliminación de la placa




AirFloss Ultra elimina hasta el 99,9 % de la placa de zonas tratadas.\*\*\*

## Tecnología de microgotas



Nuestros resultados clínicamente probados se consiguen gracias a nuestra exclusiva tecnología que combina aire y enjuague bucal para limpiar de forma potente, a la vez que suave, entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

## Una sencilla forma de empezar



La limpieza interproximal es muy importante para la salud bucal general. El AirFloss ofrece una forma sencilla de limpiar más en profundidad entre los dientes, lo que te ayuda a crear un hábito saludable. Después de tres meses de uso del AirFloss, un 96 % de las personas que no utilizan el hilo dental constantemente siguió utilizando el AirFloss cuatro o más veces a la semana.

## Encías más sanas



Se ha demostrado clínicamente que Philips Sonicare AirFloss Ultra mejora la salud de las encías tanto como el hilo dental.\*\* Ayuda a mejorar la salud de las encías en solo dos semanas.

## Limpia en solo 60 segundos



Con AirFloss Ultra, los pacientes tardarán menos de 60 segundos al día en limpiarse toda la boca. Solo tendrán que seleccionar la frecuencia de descarga (uno, dos o tres) y mantener pulsado el botón de activación para emitir ráfagas de forma continua o pulsarlo y soltarlo para utilizar el modo de ráfaga manual.

## Fresco y limpio con enjuague bucal



Los pacientes pueden utilizarlo con enjuague bucal para disfrutar de una experiencia fresca excepcional y de las ventajas antimicrobianas.

## Ayuda a evitar las caries entre los dientes



Philips Sonicare AirFloss Ultra ayuda a evitar las caries que se forman en los espacios entre los dientes los pacientes y despega suavemente la placa que el cepillo no ha eliminado.

## Boquilla de alto rendimiento



La nueva boquilla de alto rendimiento AirFloss Ultra amplifica la potencia de nuestra tecnología de aire y microgotas para que resulte más eficaz y eficiente que nunca.

## Personalización de triple ráfaga



La potente pulverización de AirFloss Ultra se puede personalizar a tu gusto, con uno, dos o tres ráfagas en cada pulsación del botón de activación.

# Especificaciones

## Piezas incluidas

Mango AirFloss Ultra: 1  
Boquilla AirFloss Ultra: 1  
Cargador: 1

## Diseño y acabado

Color: Gris

## Rendimiento de limpieza

**Resultados clínicamente probados:** Tan eficaz como el hilo dental, para mejorar la salud de las encías, para reducir el sangrado de las encías, para reducir la placa

**Rendimiento:** Elimina la placa hasta el 99,9 %\*\*

**Beneficios para la salud:** Limpia toda la boca en 60 segundos, Mejora la salud de las encías en 2 semanas\*

**Ajustes personalizables:** Ráfaga automática o manual, Una, dos o tres ráfagas\*\*\*

**Para obtener los mejores resultados:** Sustituye la boquilla cada 6 meses

## Fácil de usar

**Mango:** Diseño compacto y ergonómico

**Indicador de batería:** Los indicadores LED del mango muestran el nivel de carga

**Duración de la batería:** 1-3 semanas\*\*\*\*\*

**Accesorio de boquilla:** Se pone y se quita fácilmente

## Especificaciones técnicas

**Batería:** Recargable

**Tipo de pila:** Iones de litio

**Tiempo de carga:** Carga completa en 24 horas

## Potencia

**Voltaje:** Cargador multivoltaje

## Servicio

**Garantía:** Garantía limitada de dos años



\* Cuando se utiliza junto con el cepillado manual y un enjuague antimicrobios en pacientes con gingivitis leve o moderada. AirFloss se ha diseñado para ayudar a los usuarios que no utilizan el hilo dental con regularidad a desarrollar una rutina de limpieza interdental diaria saludable. Para obtener más información, visite [www.philips.com/airfloss/faq](http://www.philips.com/airfloss/faq).

\*\*\*\* Las versiones Ultra de AirFloss son el mismo producto, pero es posible que el nombre difiera según el país y el canal.

\*\*\*\*\* En función del ajuste de ráfaga utilizado