

PHILIPS

sonicare

Hammasvälisuutin -
ladattava

AirFloss

1 suutin



HX8211/02



AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

Puhtaat hammasvälit 30 sekunnissa. Kokeile 60 päivän ajan!

Jos et käytä hammaslankaa, et pääse käsiksi hampaiden väleihin muodostuviin bakteereihin, jotka aiheuttavat infektoita. Philips Sonicare AirFloss -hammasvälisuuttimella puhdistat hampaiden välit vain 30 sekunnissa. Se on erittäin helppoa: osoita ja paina – ei muuta. AirFloss poistaa 5 kertaa enemmän plakkia hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja. AirFloss on saanut seuraavat design-palkinnot: reddot Design Award 2012 ja Good Design Award 2012. "Kokemus on todella, todella miellyttävä", kirjoittaa The Financial Timesin viikonloppuliite How To Spend It.

Puhdasta 30 sekunnissa

- Puhdistaa koko suun vain 30 sekunnissa
- Tähtää. Paina. Puhdasta!

Helpottaa hammasvälien säännöllistä puhdistusta

- Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta

Parantaa suun terveyttä

- Poistaa enemmän plakkia hampaiden välistä
- Kohentaa ienten terveyttä jo kahdessa viikossa
- Auttaa ehkäisemään reikiä hampaiden välissä

Helppokäyttöinen

- Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka
- Miellyttävä ergonominen kahva
- Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa


Kohokohdat

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka



Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka

Helpompi tapa aloittaa



Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.


30 sekunnin puhdistus



AirFlossilla koko suun puhdistaminen vie vain 30 sekuntia. Paina painiketta kerran yksittäistä suihkausta varten, siirry sitten eteenpäin ja paina uudelleen. Uutta automaattista suihkutustoimintoa käytetään pitämällä

painike pohjassa ja siirtämällä ohjauskärkeä hammasväliltä toiselle, suihkaus toistuu automaattisesti sekunnin välein.

Parempaa ienterveyttä



Sonicare AirFlossin on kliinisesti todistettu kohentavan ienten terveyttä jo kahdessa viikossa.

Helposti täytettävä säiliö



Täytä kahvan säiliö joko suuvedellä tai vedellä, tähtää ja puhdistaa. Säiliöön mahtuu nestettä jopa kahta käyttökertaa varten.

Ohjauskärki




Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Liikuta kärkeä vain hampaan pintaa pitkin lähellä ienrajaa, kunnes kärki löytää paikkansa hampaiden välissä.

Auttaa reikien ehkäisemisessä



Sonicare AirFloss auttaa ehkäisemään reikien muodostumista hammasväleihin suihkuttamalla harjan unohtaman plakin hellävaraisesti pois.

Poistaa enemmän plakkia hampaiden välistä



Poistaa enemmän plakkia hampaiden välistä

Ergonominen runko

Suunniteltu helposti käytettäväksi ahtaissa paikoissa. AirFlossissa on miellyttävä ergonominen ja luistamaton kahva.

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Vilkkuva valo ilmoittaa akun vähyydestä

Akun käyttöaika: Täydellä latauksella jopa kolme viikkoa

Suutinlisäosa: Helppo napsauttaa kiinni ja irti

Tekniset tiedot

Paristo: ladattava

Käyttöaika: Vaihda suutin 6 kuukauden välein

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Latausaika: Akku latautuu täyteen 24 tunnissa

Virta

Jännite: Monijännitteinen laturi

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Pakkauksen sisältö

AirFloss-kahva: 1

AirFloss-suutin: 1

Laturi: 1 monijännitteinen laturi

Suuttimen pidike: 1

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia

Terveysetut: Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Automaattinen suihkautustoiminto: Puhdistaa koko suun 30 sekunnissa

Suuttimet: Optimaalinen vaihtoväli 6 kk

Muotoilutiedot

Väri(t): Valkoinen/vihreä

