

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

DiamondClean

5 poetsstanden

2 opzetborstels

Oplaadglas, reisetui met Deep Clean-stand



HX9337/88



Wittere en gezondere tanden voor altijd

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

De bijzonder elegante sonische elektrische tandenborstel van Philips Sonicare biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Philips Sonicare.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Verwijder tot wel 10x meer tandplak met AdaptiveClean*
- Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*
- Verbeterd de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*
- Kies uit 5 poetsstanden, waaronder Deep Clean en Sensitive
- Veilige en zachte mondhygiëne

Superieure reiniging

- AdaptiveClean-opzetborstel plooit zich langs de tandvleesrand
- Deep Clean-stand pakt uw probleemplekken aan
- Gebogen hals voor het poetsen van lastig te bereiken plekken
- Onze unieke technologie biedt u een krachtige en toch zachte reiniging

Ontworpen voor u

- Oplaadreisetui met USB-oplader en oplaadglas
- Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen
- Easy Start-programma bouwt voort op uw Philips Sonicare-routine



asimpleswitch.com


Kenmerken

Verwijder tot wel 10x meer tandplak




Gebruik de AdaptiveClean-opzetborstel om grondiger dan ooit te reinigen. U hebt 4x meer contact met het oppervlak** om tot wel 10 x meer plak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken*. U kunt bovendien echt diep reinigen tussen de tanden en langs de tandvleesrand.

Tot 2 x wittere tanden



Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*

Zorg voor uw tandvlees



Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.

5 poetsstanden om op uw manier te poetsen



Met DiamondClean krijgt u elke dag een verfrissend schoon gevoel. Onze 5 poetsstanden voorzien in al uw behoeften: Clean-stand - voor een uitzonderlijke, dagelijkse reiniging, Gum Care - om uw tandvlees voorzichtig te masseren, Deep Clean - voor intensieve, diepgaande reiniging, Sensitive - voor zachte en toch effectieve reiniging van gevoelig tandvlees, en White - de ideale poetsstand om vlekken op het tandoppervlak mee te verwijderen.

Tot 2x gezondere tanden



Gebruik onze AdaptiveClean-opzetborstel voor een diepe, zachte reiniging, waardoor uw tandvlees tot 2x gezonder wordt dan met een handtandenborstel. De zachte rubberen zijanten plooiën zich langs de contouren van uw tanden en tandvlees om eventuele overmatige druk te absorberen. De borstelharen kunnen dan diep tussen tanden doordringen voor een comfortabele, effectieve en grondige reiniging.


Ontworpen met opbergen in gedachten



Uw luxe USB-reisetui is tevens een oplader zodat uw tandenborstel onderweg altijd opgeladen is. Plaats uw tandenborstel in het

etui en sluit deze aan op uw laptop of een stopcontact. Bevat ook een opzetborstelhouder voor extra hygiëne op reis. Als u thuis wilt opladen, past ons dunne oplaadglas stijlvol in uw badkamer en fungeert tevens als een glas om na het tandenpoetsen mee te spoelen. Plaats uw borstel in het glas en bij gewoon gebruik hoeft u slechts een keer in de twee weken op te laden.

Extra diepe reiniging



Met onze Deep Clean-stand kunt u echt focussen op specifieke gebieden en deze extra aandacht geven. We hebben de beweging van onze unieke opzetborstel gecombineerd met een langere poetsbeurt van 3 minuten, zodat uw tanden echt grondig worden gereinigd.



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

Specificaties

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Wit: Verwijdert oppervlaktevlekken

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en tandvlees

Gum Care: Zachte massage van het tandvlees

Deep Clean: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 DiamondClean

Opzetborstels: 1 AdaptiveClean, 1 DiamondClean-standaardborstel

Oplaadglas: 1

Reisetui: USB-reisoplader

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Performance: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Wittere tanden: Maakt uw tanden dubbel zo wit*

Timer: SmartTimer en Quadpacer

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Slank, ergonomisch design

Display: Verlicht display

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): Maximaal 3 weken*

Vermogen

Voltage: 110 - 220 V

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

