

# PHILIPS

## sonicare

### AirFloss Ultra

2 refs



HX8332/01



## Garantia de gengivas mais saudáveis em 2 semanas\*

Desenvolvido para quem não usa fio dental regularmente

Para quem não usa fio dental regularmente, o AirFloss é uma maneira fácil para limpar entre os dentes com eficácia. O AirFloss Ultra pode ser usado com enxaguante bucal ou água. Comprovado clinicamente por ser tão eficaz quanto o fio dental para a saúde da gengiva.\*\*

### Melhora a saúde bucal

- Remove até 99,9% das placas
- Comprovado clinicamente como tão eficaz quanto o fio dental para saúde da gengiva\*\*
- Ajuda a prevenir cáries entre os dentes

### Tecnologia superior

- Tecnologia de micropartículas de água com ar pressurizado
- Bocal de alto desempenho
- Configurações personalizáveis do jato triplo

### A maneira mais fácil e eficaz de limpar entre os dentes

- Uma maneira fácil de começar um hábito saudável
- Leva apenas 60 segundos: Aponte, Pressione e limpe!
- Confiança diária total de uma boca limpa e fresca


# Destaques

## Remove até 99,9% das placas




Remove até 99,9% das placas em áreas tratadas\*\*

## Tecnologia de microgotículas




Nossos resultados clinicamente comprovados são obtidos com nossa tecnologia exclusiva que combina ar e enxaguante bucal ou água para limpar intensa e suavemente entre os dentes e ao longo da linha das gengivas.

## Comece um hábito saudável facilmente



A limpeza interproximal é muito importante para a saúde bucal completa. A AirFloss Ultra é uma maneira fácil de limpar mais profundamente entre os dentes e ajuda a criar um hábito saudável.

## Melhor saúde da gengiva



O Philips Sonicare AirFloss Ultra é clinicamente comprovado ser tão eficaz quanto o fio dental para a saúde da gengiva.\*\* Ajuda a melhorar a saúde da gengiva em apenas 2 semanas.

## Limpa em apenas 60 segundos



Com a AirFloss Ultra, limpar toda a boca leva menos de 60 segundos por dia. Basta selecionar a frequência do jato (único, duplo ou triplo) e manter o botão de ativação pressionado para ativar jatos automáticos contínuos ou pressionar e soltar para o modo de jato manual.

## Fresca e limpa com enxaguante bucal




Encha o reservatório com enxaguante bucal ou água, depois aponte e pressione. Use-o com enxaguante bucal para ter a melhor experiência de frescor e benefícios antimicrobianos.

## Ajuda a prevenir cáries



Ao remover suavemente toda a placa bacteriana que a escova não consegue alcançar, a Philips Sonicare AirFloss Ultra ajuda a prevenir a formação de cáries nos espaços entre os seus dentes.

## Bocal de alto desempenho



O novo bocal de alto desempenho da AirFloss Ultra amplifica a potência de nossa tecnologia de ar e de microgotas para ser mais eficaz e eficiente que nunca.

## Personalização do jato triplo



O spray do AirFloss Ultra pode ser personalizado como preferir, com jato único, duplo ou triplo toda vez que pressionar o botão de ativação.

# Especificações

## Itens inclusos

Alça do AirFloss Ultra: 1  
Bocal do AirFloss Ultra: 2  
Suporte do refil: 1  
Carregador: 1

## Design e acabamento

Cor: Branco com detalhes em cinza

## Alto desempenho de limpeza

**Resultados clinicamente comprovados:** Tão eficaz quanto o fio dental, para melhorar a saúde da gengiva, para reduzir o sangramento da gengiva, para redução da placa bacteriana  
**Desempenho:** Remove até 99.9% das placas  
**Benefícios à saúde:** Limpa toda a boca em 60

segundos, Melhora a saúde da gengiva em 2 semanas

**Configurações personalizáveis:** Jatos automáticos ou manuais, Jato único/duplo/triplo\*\*\*

**Para obter os melhores resultados:** Troque o refil a cada 6 meses

## Fácil de usar

**Cabo:** Design compacto e ergonômico

**Indicador de recarga:** Os LEDs do AirFloss mostram o nível de carga

**Duração da bateria:** 1 a 3 semanas\*\*\*\*

**Colocação do bocal:** Fácil de colocar e remover

## Especificações técnicas

**Bateria:** Recarregável

**Tipo da bateria:** Íon de lítio

**Tempo de carregamento:** Carga completa em 24 horas

## Lig/Desl

**Voltagem:** Carregador bivolt

## Serviço

**Garantia:** Garantia de 2 anos



\* ou seu dinheiro de volta  
\* \* quando usado com uma escova de dentes manual e enxaguante bucal em pacientes com gengivite leve a moderada; o AirFloss foi feito para ajudar as pessoas que não usam fio dental regularmente a desenvolverem uma rotina diária de limpeza interdental saudável.  
\* \* \* A partir das áreas tratadas em um estudo realizado em laboratório. Os resultados reais na boca podem variar  
\* \* \* \* AirFloss Ultra e Pro são o mesmo produto, mas podem receber nomes diferentes, dependendo do país e do canal.  
\* \* \* \* \* dependendo do ajuste de jato usado