

PHILIPS

sonicare

Tussen de tanden,
oplaadbaar

AirFloss

met 1 spuitkop



HX8261/01



Flost u niet? AirFloss dan!

Verwijdert tandplak op plekken waar een tandenborstel niet kan komen

Als u niet regelmatig flost, is AirFloss een eenvoudige oplossing voor reiniging tussen de tanden. AirFloss kan worden gebruikt in combinatie met (mond)water en is voorzien van een unieke technologie die gebruikmaakt van lucht en microdruppels om tandplak te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken.

Gebitsreiniging binnen 30 seconden

- Reinigt uw hele mond in slechts 30 seconden
- Richt. Druk. Schoon!

Helpt een gezonde gewoonte te ontwikkelen

- Een gemakkelijke manier om beter schoon te maken tussen de tanden

Verbeterd de mondhygiëne


- Verwijdert meer tandplak tussen de tanden
- Helpt de gezondheid van het tandvlees te verbeteren in slechts twee weken
- Helpt gaatjes tussen de tanden te voorkomen

Gebruiksvriendelijk

- Technologie met lucht en microdruppels
- Comfortabel ergonomisch handvat
- Geleidetip voor juiste plaatsing


Kenmerken

Een gemakkelijke manier om te beginnen



Interproximaal reinigen is heel belangrijk voor totale gezondheid van uw mond. AirFloss is een gemakkelijke manier om dieper tussen tanden schoon te maken en helpt u een gezonde gewoonte te beginnen. 96% van mensen die voorheen niet regelmatig flossen, bleef de AirFloss na drie maanden vier of meer dagen per week gebruiken.

Verwijdert meer tandplak tussen de tanden



Verwijdert meer tandplak tussen de tanden

Schoon in 30 seconden



Met de AirFloss duurt het reinigen van uw hele mond slechts 30 seconden. Houd gewoon de knop ingedrukt om het apparaat één keer te activeren, beweeg de geleidetip en herhaal de handeling. Als u de nieuwe automatische activeringsfunctie wilt gebruiken, houdt u de


knop ingedrukt en beweegt u de geleidetip van ruimte naar ruimte. Het apparaat geeft elke seconde automatisch een luchtstoot.

Eenvoudig te vullen reservoir




Vul het reservoir op het handvat met mondspoeling of water voor een verfrissende reiniging, richt het apparaat en druk op de knop. Het reservoir is groot genoeg voor maximaal twee keer gebruiken.

Gezonder tandvlees




Het is klinisch bewezen dat de Sonicare AirFloss de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.

Helpt gaatjes te voorkomen



De Sonicare AirFloss spoelt tandplak dat na het poetsen is blijven zitten voorzichtig weg en helpt zo gaatjes in de ruimte tussen de tanden te voorkomen.

Technologie met lucht en microdruppels



Technologie met lucht en microdruppels

Ergonomisch handvat

De AirFloss, die is ontworpen om eenvoudig te bewegen in kleine ruimten, heeft een comfortabel ergonomisch handvat en een antislipgreep.

Geleidetip



De slanke, gebogen spuitkop maakt het eenvoudig om het apparaat goed te plaatsen. Beweeg de spuitkop gewoon langs het tandvlees over het oppervlak van de tand tot de tip de ruimte tussen de tanden bereikt.

Specificaties

Gebruiksgemak

Handvat: Slank, ergonomisch design

Batterij-indicator: Knipperend: de batterij is bijna leeg

Levensduur accu: Tot 2 weken

Spuitskophulpstuk: Eenvoudig te plaatsen en verwijderen

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruiksduur: Vervang de spuitkop iedere 6 maanden

Batterijtype: Lithium-ion

Laadtijd: 24 uur om volledig op te laden

Vermogen

Voltage: Oplader voor verschillende voltages

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Meegeleverde artikelen

AirFloss-handvat: 1

AirFloss-spuitskop: 1

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Performance: Verwijdert tot vijf keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Verbetert gezondheid

van tandvlees in slechts twee weken

Functie voor automatische activering: Reinigt de hele mond in 30 seconden

Mondstukken: Voor de beste resultaten om de zes maanden vervangen

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Wit met groene accenten

