

PHILIPS

sonicare

Rent mellan tänderna
på 30 sekunder

AirFloss

med 1 munstycke



HX8211/02



Förebygg inflammation i tandköttet med AirFloss!

Rent mellan tänderna på endast 30 sekunder.

Rekommenderas av 84 %!*

Philips Sonicare AirFloss 1.5 är ett innovativt komplement till din tandborste för dig som inte brukar använda tandtråd. AirFloss gör rent mellan tänderna på bara 30 sekunder. Så förebygger du karies, inflammation i tandköttet och dålig andedräkt. De olikfärgade munstyckena gör dessutom att du kan dela på en AirFloss inom familjen. "Just a nice fresh feeling. I'm hooked", skriver tidskriften COSMOPOLITAN. *84% av Smartson-testpiloter rekommenderar Philips Sonicare AirFloss 1.5. Testa i 60 dagar!

Rengöring på 30 sekunder

- Rengör hela munnen på bara 30 sekunder
- Rikta. Tryck. Ren!

Hjälper dig att få en hälsosam vana

- Ett enkelt sätt att förbättra rengöringen mellan tänderna

Förbättrar munhälsan

- Tar bort mer plack mellan tänderna
- Ger ett friskare tandkött på bara två veckor
- Hjälper till att förhindra hål i tänderna där det är svårt att komma åt

Lättanvänd

- Luft- och mikrodroppteknik
- Bekvämt ergonomiskt handtag
- Orienteringsänden garanterar korrekt placering


Funktioner

Luft- och mikrodroppstek



Luft- och mikrodroppsteknik

Ett enkelt sätt att börja



Rengöring i tandmellanrummen är mycket viktigt för den totala munhälsan. AirFloss 1.5 är ett enkelt sätt att rengöra djupare mellan tänderna och bidrar till en hälsosam vana. Efter tre månader med AirFloss fortsatte 96 procent av personerna som använder tandtråd oregelbundet att använda AirFloss fyra eller fler dagar i veckan. 84 procent av Smartson-testpiloter skulle rekommendera AirFloss till en vän.


Ren på 30 sekunder



Med AirFloss 1.5 tar det bara 30 sekunder att rengöra hela munnen. Tryck bara på knappen en gång för en enda sprayning, flytta sedan apparaten och upprepa. För att använda den nya autosprayfunktionen håller du ned

knappen och flyttar orienteringsändan från utrymme till utrymme. Det kommer automatiskt en sprayning i sekunden.

Friskare tandkött



Kliniska tester visar att Sonicare AirFloss ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

Enkel påfyllningsbehållare



Fyll behållaren på handtaget med antingen tandsköj eller vatten för en uppfriskande rengöring, rikta och tryck av. Behållaren innehåller tillräckligt med vätska för upp till två användningar.

Spets




Det smala vinklade munstycket och orienteringsändan gör det lätt att placera den korrekt. Dra änden längs med tandytan nära tandköttskanten tills änden passar in i skåran mellan tänderna.

Hjälper till att förhindra hål



Genom att försiktigt spraya bort plack som missades vid tandborstningen hjälper Sonicare AirFloss till med att förhindra att hål uppkommer på svåråtkomliga ställen i dina tänder.

Tar bort mer plack mellan tä



Tar bort mer plack mellan tänderna

Ergonomiskt handtag

AirFloss har utformats för att komma åt i trånga utrymmen och har ett bekvämt ergonomiskt handtag och ett halkfritt grepp.

Specifikationer

Lättanvänd

Handtag: Tunn, ergonomisk design

Batteriindikator: Blinkningar anger en låg batterinivå

Batteriets livslängd: Upp till 3 veckor när det är fulladdat

Munstycke: Lätt att fästa och ta bort

Tekniska specifikationer

batteri: Laddningsbar

Drifttid: Byt munstycke två gånger per år

Batterityp: Litiumjon

Laddningstid: 24 timmar till full laddning

Effekt

Spänning: Flerspänningsladdare

Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

Medföljande tillbehör

AirFloss-handtag: 1

AirFloss-munstycke: 1

Laddare: En flerspänningsladdare

Munstyckeshållare: 1

Rengöringsprestanda

Prestanda: Tar bort upp till 5 gånger mer plack

Hälsofördelar: Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Automatisk sprayfunktion: Rengör hela munnen på 30 sekunder

Munstycken: Byt var sjätte månad för bästa resultat

Designspecifikationer

Färg(er): Vit med gröna detaljer

