

PHILIPS

sonicare

Hammasvälisuuttimet

AirFloss

2 suutinta

HX8012/33



AirFloss – entistä helpompi hammasvälien puhdistus

Poistaa plakkia sieltä, mihin harja ei yllä

Vaihda suuttimet 6 kuukauden välein, niin hammasvälit puhdistuvat aina tehokkaasti. Sonicare AirFloss poistaa jopa 5 kertaa enemmän plakkia hammasväleistä kuin tavallinen hammasharja.

Helppokäyttöinen

- Suuttimet takaavat helpon pääsyn vaikeille alueille
- Puhdasta yhdellä kosketuksella
- Ohjauskärjen avulla suutin on aina oikeassa paikassa

Helpottaa hammasvälien säännöllistä puhdistusta

- Helppo tapa parantaa hampaanvälien puhtautta

Kohokohdat

Ilmaa ja mikropisaroita hyödyntävä tekniikka



AirFlossin ainutlaatuinen tekniikka suihkauttaa hampaanväliin puhdistavan painesuihkun, joka sisältää ilmaa ja vettä tai suuvettä mikropisaroiden muodossa. Laitteen käyttöpainike on yhtä kätevä kuin tietokoneen hiiri.

Ohjauskärki



Ohuen, suunnatun suuttimen ja ohjauskärjen avulla suihku on helppo ohjata oikeaan paikkaan. Liikuta kärkeä vain hampaan pintaa pitkin lähellä ienrajaa, kunnes kärki löytää paikkansa hampaiden välissä.

Ohut, suunnattu suutin

Ohut, suunnattu suutin suunniteltu takaamaan helpon pääsyn vaikeille alueille

Helpompi tapa aloittaa



Hammasvälien puhdistaminen on hyvin tärkeää koko suun hyvinvoinnin kannalta. AirFlossilla on helppo aloittaa terveellinen tapa puhdistaa hammasvälit kokonaisvaltaisesti. Kolmen kuukauden AirFloss-käytön jälkeen 96 % hammaslankaa satunnaisesti käyttäneistä henkilöistä jatkoi AirFlossin käyttämistä vähintään neljä kertaa viikossa.

Tekniset tiedot

Helppokäyttöinen

Suuttilisäosa: Helppo napsauttaa kiinni ja irti

Pakkauksen sisältö

AirFloss-suutin: 2

Puhdistusteho

Suuttimet: Optimaalinen vaihtoväli 6 kk

Muotoilu ja pinnoitus

Suuttimen väri: Vaaleanpunainen varsi ja kärki, Vaaleanpunainen runko ja valkoinen kärki

