

PHILIPS

sonicare

口腔洗浄器 - 充電式

AirFloss8000

ノズル 3 本付属



HX8243



デンタルフロスが面倒でも、エアーフロスなら簡単 歯ブラシでは洗い落とせない歯垢を除去

デンタルフロスが面倒な人でも、エアーフロスなら歯間洗浄を簡単に始めることができます。エアーフロスはマウスウォッシュや水とともに使用し、空気とミクロの水滴を噴射する独自のテクノロジーで届きにくい部分の歯垢も除去します。

30 秒で歯間洗浄

- ・ たった 30 秒でお口全体を洗浄
- ・ 当てて、押して、洗浄。

健康的な習慣を簡単にスタート

- ・ 歯間洗浄を推進する簡単な方法

お口の健康を推進

- ・ 歯間の歯垢を効果的に除去
- ・ 約2週間で歯ぐきをより健康に。*手磨きと同様
- ・ 歯間の虫歯予防を助ける

使い方も簡単

- ・ 空気とミクロの水滴を用いた独自発想
- ・ 人間工学に基づいた持ちやすいハンドル
- ・ ノズルを正確に配置できるガイドチップ



asimpleswitch.com


特長

健康的な習慣への簡単なスタート方法



歯間洗浄は、お口全体的な健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス 3 カ月使用后、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の 96% が週 4 回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。

歯間の歯垢を効果的に除去



歯間の歯垢を効果的に除去

空気とミクロの水滴を用いた独自発想



空気とミクロの水滴を用いた独自発想

ガイドチップ



スリムで角度の付いたノズルとガイドチップにより、正しい位置を簡単に見つけられます。歯肉線付近の歯の表面に沿って滑るように動かすことで、ガイドチップが歯間部を捉えます。

30 秒で歯間洗浄



エアーフロスは、たった 30 秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに 1 回噴射されるので、歯を移動してこれを繰り返します。新しい自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。液体は 1 秒ごとに噴射されます。

水タンクへの給水が簡単



ハンドルの水タンクに洗浄用マウスウォッシュまたは水を補給、歯間を狙って噴射します。タンクには 2 回分の液体が入ります。

歯ぐきの健康を推進



ソニックアーエアーフロスは、約 2 週間で歯ぐきの健康を推進します。

虫歯予防を助ける



ソニックアーエアーフロスは、ブラシが届かない部分の歯垢をやさしく除去することで、歯間の虫歯予防を助けます。

人間工学に基づいた持ちやすいハンドル

狭い場所でも動かしやすいデザインのエアーフロスは、人間工学に基づいた持ちやすいハンドルと滑りにくいグリップを備えています。



asimpleswitch.com

フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2 排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。

仕様

使いやすさ

ハンドル: 人間工学に基づいたスリムなデザイン
充電電池表示ランプ: 充電電池残量が低下すると点灯
充電電池残量: 約 2 週間
ノズル装着方式: はめ込み式

仕様

充電電池: 充電式
使用時間: 6 ヶ月に一度ノズルを交換
充電電池の種類: リチウムイオン充電電池
充電時間: 24 時間で満充電

電源

対応電圧: 海外使用対応充電器

サービス

本体保証: 2 年の制限付き保証

内容

エアーフロスハンドル: 1
エアーフロスノズル: 3
充電器: 海外使用対応充電器 1 台
ノズルホルダー: 1

洗浄性能

性能: 最大で 5 倍の歯垢を除去*
健康上の利点: 約 2 週間で歯ぐきをより健康に。*
手磨きと同様。
自動連続噴射機能: 30 秒でお口全体を洗浄
ノズル: 性能を維持するために、6 ヶ月ごとに交換してください

デザイン仕様

カラー: ホワイト/グリーン

