

# PHILIPS

## sonicare

Dobíjecí zubní  
kartáček

Sensiflex



HX1610



## Dvojitý čisticí účinek

Prokazatelně lepší vyčištění než s manuálním kartáčkem; zubní kartáček Philips Sensiflex 1610 poskytuje dvojitý vyčištění, které odstraní povlak a obtížně dostupný plak v mezizubních prostorech.

### **Dvojitý čisticí účinek**

- Čistí viditelné plochy zubů
- Přirozeně bílé zuby

## Přednosti

### Dvojitý čistící účinek

Čistí viditelné plochy zubů a pomocí aktivních zakončení zároveň i obtížně dostupný plak v mezizubních prostorech.

## Specifikace

### Balení obsahuje

Nabíjecí základna s kolíky pro uložení hlav kartáčku: Ano

### Technické údaje

Baterie: Dobíjecí

Doba nabíjení: 16 hodina (hodiny)

Délka šňůry: 1,16 m

Dvojitá hlava kartáčku: Hlava kartáčku vyvíjí 15 000 čistících pohybů za minutu.

Provozní doba (od plného nabití do vybití): 25 minuta(y)

Spotřeba elektrické energie: 2,9 W

