

PHILIPS

sonicare

AirFloss Pro/Ultra, для
СТОМАТОЛОГОВ

1 насадка



HX8441/01



Технология тройного распыления для здоровья десен

Эффективное решение для тех, кто нерегулярно пользуется зубной нитью

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra**** — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.**

Улучшает состояние полости рта пациентов

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить**
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках
- Удаляет до 99,9 % налета***

Технология высшего качества

- Высокоэффективная насадка
- Настраиваемый режим тройного распыления
- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха

Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Простой способ улучшить качество чистки межзубных промежутков
- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!
- Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта


Основные особенности

Удаляет до 99,9 % налета




AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках***.

Технология использования мельчайших капель воды




Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

Простое решение



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. С прибором для очищения межзубных промежутков AirFloss легко сформировать полезную привычку: тщательно очищать промежутки между зубами. После трех месяцев использования AirFloss 96 % испытуемых, которые до этого не очищали межзубные промежутки регулярно, стали использовать AirFloss четыре раза в неделю или чаще.

Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.** Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

Чистка всего за 60 секунд




С AirFloss Pro/Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Пациент просто выбирает частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживает кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажимает и отпускает ее для включения режима распыления вручную.

Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта




Пациенты могут дополнительно использовать ополаскиватель для рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках



Бережно удаляет налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

Высокоэффективная насадка



Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

Режим тройного распыления



Мощный распылитель прибора AirFloss Pro/Ultra можно настроить в соответствии с предпочтениями пациента: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

Характеристики

В комплекте

зарядное устройство: 1
Щетка AirFloss Ultra: 1
Насадка AirFloss Ultra: 1

Дизайн и отделка

цвет: Серая

Качество чистки

Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета**
Польза для здоровья: Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшение состояния десен за 2 недели*
Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити; для улучшения состояния десен; для

предотвращения образования налета, для уменьшения кровоточивости;

Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления***

Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев

Удобство использования

Индикатор батареи: Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора

Ручка: Изящный эргономичный дизайн

Время работы батареи: 1-3 недели****

Насадки: Легко фиксируются и снимаются

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

Питание

напряжение: Универсальное зарядное устройство

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии



* При использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя пациентами с гингивитом от легкой до умеренной степени. AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Для получения дополнительной информации посетите страницу www.philips.com/airfloss/faq.

** ** * AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.

** * * * В зависимости от выбранного режима распыления