

# PHILIPS

Máscara nasal pediátrica  
de contato mínimo

Embalagem

3 almofadas (P, P/M, G)

HH1037



## O desempenho ganhou um novo estilo.

A tecnologia inteligente de ranhura de vedação automática da Wisp acomoda todos os seus movimentos, para uma vedação superior e uma ótima noite de sono.

### **Campo de visão amplo**

- Leia, assista à TV ou use óculos

### **Design compacto**

- A Wisp se adapta confortavelmente a mais de 98% dos usuários\*

### **Desempenho e conforto**

- Fornece encaixe e ajuste rápidos e fáceis.


## Destques

### Design compacto, encaixe natural



A almofada de "ponta do nariz" foi projetada para ficar abaixo da ponte nasal, gerando contato mínimo com o rosto e criando uma melhor vedação. \* Confirmação via banco de dados antropométrico

### Maior independência



O design elegante da Wisp elimina a necessidade de uma amortecedor na testa, oferecendo um melhor campo de visão.

### Design minimalista, vedação superior



O design e os cliques do protetor de cabeça facilitam o uso e a limpeza.

## Especificações

### Specifications

Operating pressure: 4 a 30 cmH2O

Sound pressure level: 19 dBA

N° of parts: Seis

Cushion material: Silicone/polycarbonato

Headgear material: UBL/espuma de uretano/nylon/elastano/termoplástico de nylon

Tubing material: Elastômero de poliéster termoplástico

Frame material: Espuma de uretano/nylon/elastano

Swivel material: Silicone/Polycarbonato

Elbow/Swivel material:: Silicone/Polycarbonato

Operating pressures: 4 a 20 cmH2O

Headgear clips material: Acetal copolímero

