

PHILIPS

Ultrafijn filter

System One

Verpakking van 6 stuks

HH1421



Extra filtercapaciteit

Inzichtgedreven ontwerp

Tweestaps luchtfiltersysteem biedt optionele filtratie van zeer fijne deeltjes voor uw apparaat uit de System One 60-serie.

Extra filtratie van zeer fijne deeltjes

- Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen

Kenmerken

Vervangbaar

Voor optimale prestaties van uw System One-apparaat. Voor gebruik in combinatie met het herbruikbare pollen-/schuimfilter om te voorkomen dat fijne deeltjes in het apparaat

terecht komen. Vervangen na 30 nachten gebruik of eerder, als het beschadigd raakt of vuil is.

Specificaties

Service

Garantie: 90-days

Design

Ultrafijn filter: voor de System One 60-serie

