

PHILIPS

Waterreservoir voor
System One

HH1418

 Product Picture

Eenvoudige beademing met bevochtiging en extra comfort

Eenvoudig water vervangen

Waterdicht verwijderbaar reservoir maakt waterbehandeling mogelijk - Blijft dicht, ook wanneer deze wordt gekanteld of omgedraaid. Het waterreservoir kan uit elkaar worden gehaald voor reiniging. Dankzij de twee inbegrepen deksels is het waterreservoir compatibel met zowel de 50- als 60-serie.

Afgedichte, verwijderbare reservoir maakt waterbeheer eenvoudig

- Afzonderlijk deksel en reservoir voor reiniging

Gebruiksvriendelijk reservoirontwerp

- Afzonderlijk deksel en reservoir voor reiniging. Vaatwasserbestendig.

Kenmerken

Gemakkelijk schoon te maken

Het verwijderbare reservoir kan uit elkaar worden gehaald voor reiniging en is vaatwasserbestendig

Gemakkelijk in onderhoud

Afzonderlijk deksel en reservoir voor reiniging. Vaatwasserbestendig.

Specificaties

Ontwerp

Vereenvoudigd ontwerp: Eenvoudige toegang voor reiniging, Eenvoudige toegang voor vullen, Eenvoudige toegang tot het waterreservoir

Eendelige constructie: Gemakkelijk schoon te maken

Consumer Trade Item

GTIN: 606959412316

Country of origin: CN

Harmonized system code: 84199085

Omdoos

GTIN: 20075020087113

Service

Garantie: 90-days

Overig

GTIN: 50075020098394

