

PHILIPS

Filter

System One

Verpakking van 2 stuks

HH1428

 Product Picture

Optimale filtering

System One-apparaten mogen nooit worden gebruikt zonder pollenschuimfilter.

Herbruikbare filters voor System One

- Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen

Kenmerken

Vervangbaar

Voorkomt dat pollen, stof en deeltjes de therapie verstoren

Specificaties

Ontwerp

Gebruiksgemak: Eenvoudig te vervangen

Consumer Trade Item

GTIN: 30606959412522

Country of origin: CN

Harmonized system code: 39269097

Omdoos

GTIN: 20075020087076

Overig

GTIN: 50075020098356

