

Philips System One
Ultrafijn filter

Verpakking van 6 stuks

HH1421



Extra filtercapaciteit

Inzichtgedreven ontwerp

Tweestaps luchtfiltersysteem biedt optionele filtratie van zeer fijne deeltjes voor uw apparaat uit de System One 60-serie.

Extra filtratie van zeer fijne deeltjes

- Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen

PHILIPS

Ultrafijn filter
Verpakking van 6 stuks

Specificaties

Service

- Garantie: 90-days

Design

- Ultrafijn filter: voor de System One 60-serie

HH1421/00

Kenmerken

Vervangbaar

Voor optimale prestaties van uw System One-apparaat. Voor gebruik in combinatie met het herbruikbare pollen-/schuimfilter om te voorkomen dat fijne deeltjes in het apparaat terechtkomen. Vervangen na 30 nachten gebruik of eerder, als het beschadigd raakt of vuil is.



Publicatiedatum
2020-12-21

Versie: 3.0.2

UPC: 6 06959 00344 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com