

PHILIPS

AVENT

Babyverzorgingsset

Al het essentiële voor
babyverzorging

Complete set

Jongens en meisjes



SCH400/00



Mijn eerste babyverzorgingsset

Alle essentiële producten voor babyverzorging in één complete set

Met onze babyverzorgingsset SCH400 geef je je kleintje de beste verzorging. De compacte set bevat een nauwkeurige, prettige en snelle digitale thermometer, neusaspirator met zacht uiteinde, vingertandenborstel, en nagel- en haarverzorgingsset.

10 essentiële babyverzorgingsproducten

- Digitale thermometer met professionele nauwkeurigheid*
- Neusaspirator met zacht, flexibel uiteinde
- Vingertandenborstel
- Nagel- en haarverzorgingsset

Compacte tasje, ideaal voor onderweg

- Compacte en gestructureerde set
- Een perfect cadeau



asimpleswitch.com

Kenmerken

Digitale thermometer



Meet snel, prettig en nauwkeurig de temperatuur van je baby. De digitale thermometer heeft professionele nauwkeurigheid* en het flexibele uiteinde zorgt voor extra comfort voor jou en je baby.

Compact en gestructureerd

De gestructureerde set biedt ruimte voor je extra babyverzorgingsproducten en is compact en handig om mee te nemen. Ideaal voor op reis en in de babykamer.

Neusaspirator



Met de neusaspirator open je de luchtwegen van je baby zodat die zich beter voelt en beter kan slapen.

Vingertandenborstel

Masseer zacht het tandvlees of de tanden van je baby.

Nagel- en haarverzorgingsset



Complete nagelverzorgingsset met schaar met afgeronde punten, nagelknipper en drie nagelvijlen. En een haarverzorgingsset met kam met afgerond uiteinde en zachte haarborstel.

Cadeau

Een perfect cadeau voor alle ouders (met een eerste kind).

Specificaties

Technische specificaties

Batterij: Batterij 1,55 VDC (LR41)

Levensduur accu: > 100 werkzame uren

Meetbereik: Bereik van 35 tot 42,9 °C

Nauwkeurigheid: ± 0,1 °C voor bereik van 35 tot 42 °C

Naleving: Voldoet aan MDD93/42/EEG

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 117 x 174,5 x 51 mm

Ontwikkelingsfasen

Stapje: Alle fasen

Geslacht

Voor: Jongen en meisje



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.

