

PHILIPS

AVENT

Groot massagekussen

Geschikt voor alle comfort-
borstkolven



SCF167/01



Juiste maat, maximaal comfort

Borstkolf met wijdere trechter

Dit zachte massagekussen heeft een wijdere trechter die speciaal is ontworpen voor moeders met grotere tepels. Het kussen kan worden gebruikt met de Philips Avent Comfort-borstkolven. Bepaal met behulp van de onderstaande afbeeldingen of je de borstkolf met een groter kussen nodig hebt.

Comfortabel kolven

- Wijdere trechter voor aangename pasvorm
- Past op alle borstkolven uit het Natural-assortiment

Controleer je pasvorm voor optimaal comfort

- Goede pasvorm: tepel zit op aangename wijze in de kussentrechter
- Kies groter formaat: tepel raakt de rand van de trechter



asimpleswitch.com

Kenmerken

Borstkolf met groot kussen



Je kunt zien of je een groot borstkolfkussen nodig hebt door te controleren of je tepel op aangename wijze in de kussentrechter past. Als je tepel tegen de zijkant van de kussentrechter wrijft of deze aanraakt, kies dan het grote borstkolfkussen, zodat het afkolven aangenamer verloopt.

Juiste pasvorm



Als de tepel op aangename wijze in de kussentrechter zit, gebruik je het massagekussen met de juiste afmeting.

Te kleine pasvorm



Als je tepel de zijkant van de kussentrechter raakt of hier langs wrijft, kies dan het grote borstkolfkussen, zodat het afkolven aangenamer verloopt.

Past op alle Natural-borstkolven

Het grote, zachte massagekussen is compatibel met alle Philips Avent Comfort-borstkolven uit het Natural-assortiment.

Specificaties

Land van herkomst

Engeland

Materiaal

BPA-vrij*

Inclusief

Groot kussen: 1 stk

Kussen

Materiaal: Siliconen, BPA-vrij*

Compatibiliteit

Compatibel met Natural-assortiment

Gebruiksgemak

Kussen: Gemakkelijk schoon te maken, Vaatwasmachinebestendig

Ontwikkelingsfases

Stapje: Zwangerschap, 0 - 6 maanden

Funcities

Zacht massagekussen: Zachte stimulatie

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen:: SCF330

Geschikt voor producttypen:: SCF332

Geschikt voor producttypen:: SCF334



asimpleswitch.com

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen kosten, energieverbruik en CO₂-uitstoot worden verminderd. Hoe? Deze producten bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in een of meer van de Green Focal Areas van Philips: Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en Levensduur.