

PHILIPS

AVENT

Babybad- en
kamerthermometer

Blauwe bloemen



SCH550/20



Nauwkeurige temperatuur

De babythermometer zinkt niet

Met de digitale bad- en kamerthermometer van Philips Avent meet je de temperatuur van je baby's kamer en badje. De thermometer is tevens goedgekeurd als een veilig, leuk badspeeltje.

Snelle, nauwkeurige metingen

- Nauwkeurige meting van temperatuur van badwater en in babykamer

Veilig om mee te spelen

- Voldoet aan alle relevante speelgoed- en veiligheidsrichtlijnen
- Drijft op water
- Veilig en leuk

Kenmerken

Voldoet aan alle relevante speelgoed- en veiligheidsrichtlijnen



De producten die voldoen aan de speelgoedrichtlijnen zijn grondig getest zodat ze voldoen aan deze normen en volledig veilig zijn.

Specificaties

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 10 - 45 °C

Nauwkeurigheid: +/- 1 °C

Voldoet aan: EN 71, ASTM F963-96a
Technical

Vermogen

Batterijtype: LR44

Aantal batterijen: 2

Afneembaar/vervangbaar

Accessoires

Gebruiksaanwijzing

Ontwikkelingsfases

Stapje: 0 - 6 maanden, 6-12 maanden

