

PHILIPS

AVENT

Χειροκίνητο θήλαστρο

με σύστημα αποθήκευσης VIA



SCF290/12



Περισσότερη εξαγωγή. Εύκολη αποθήκευση. Εξαγωγή, αποθήκευση και τάισμα με εύκολα βήματα

Το μη αυτόματο θήλαστρο σάς προσφέρει απόλυτο έλεγχο του επιπέδου απορρόφησης και του ρυθμού άντλησης. Το μοναδικό μη αυτόματο θήλαστρο Philips AVENT σάς εξασφαλίζει βελτιωμένη απόδοση, καθώς είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι εξάγει περισσότερο γάλα από ένα νοσοκομειακό ηλεκτρικό θήλαστρο.

Για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά

- Αδιαπέραστο, βιδωτό καπάκι

Προσαρμόζεται σε όλα τα θήλαστρα και τις θηλές Philips AVENT

- Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για εξαγωγή και τάισμα

Κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

- Πατενταρισμένο μαξιλαράκι μασάζ για απελευθέρωση γάλακτος

Διέγερση και εξαγωγή

- Τα μαλακά μαξιλά μασάζ διεγείρουν τη φυσική απελευθ του γάλακτος, όπως το μωρό

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά:

- Εξαγωγή και αποθήκευση με ένα μόνο βήμα
- Κλινικά αποδεδειγμένο

Χαρακτηριστικά

Μαλακά μαξιλαράκια μασάζ



Τα κατοχυρωμένα μαξιλαράκια μασάζ πιέζονται μέσα και έξω αντιγράφοντας το θηλασμό των μωρών και διεγείρουν τη γρήγορη και φυσική απελευθέρωση του γάλακτος

Αδιαπέραστο, βιδωτό καπάκι



Για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά

Προσαρμογέας για εξαγωγή και τάισμα



Χρησιμοποιήστε τη βάση για εξαγωγή και τάισμα με το ίδιο κύπελλο.

Πατενταρισμένο μαξιλαράκι μασάζ για απελευθέρωση γάλακτος



Πέντε μαλακά πέταλα μασάζ κάμπτονται απαλά μέσα και έξω, καθώς χρησιμοποιείτε την αναρροφητική αντλία η οποία μιμείται το πιπίλισμα του μωρού σας.

Προδιαγραφές

Τι περιλαμβάνεται

Χειροκίνητο θήλαστρο: 1 τεμάχιο

Προαποστειρωμένο κύπελλο VIA (180 ml/ 6 oz):

5 τεμάχια

Καπάκι VIA: 5 τεμάχια

Προσαρμογέας VIA: 2 τεμάχια

Πολύ μαλακή, θηλή αργής ροής: 2 τεμάχια

Πακέτο ταξιδιού θηλών:

2 τεμάχια

Ανταλλακτικά μέρη: 1 τεμάχιο

Χώρα προέλευσης

Αγγλία

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: 0 - 6 μηνών

