

# PHILIPS

## AVENT

Afkolfset voor  
elektrische borstkolf

Comfort

Met 2 Natural-flessen (125 ml)

SCF335/01



## Meer comfort, meer melk\*

### Borstkolf met massagekussens

Als je je prettig en ontspannen voelt, gaat de melkafgifte gemakkelijker. Daarom hebben we de meest comfortabele borstkolf tot nu toe gemaakt: je kunt nu gemakkelijk zitten, zonder dat je voorover hoeft te leunen, terwijl de zachte massagekussens de melkafgifte voorzichtig stimuleren.

#### **Meer melk in minder tijd\***

- Minder tijd nodig door dubbel kolven

#### **Stimuleert zacht de toeschietreflex en melkafgifte**

- Zacht massagekussens met massagepunten
- Aangenamere kolfpositie door uniek ontwerp

#### **Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken**

- Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp
- Inclusief onze Natural-fles en -spenen voor natuurlijk aanleggen

#### **Stille pomp voor discreet afkolven op elk moment**

- Ontworpen voor stil afkolven

## Kenmerken

### Meer melk in minder tijd



Minder tijd nodig door dubbel kolven vergeleken met enkel kolven.

### Zacht massagekussen



De satijnzachte structuur van ons massagekussen voelt warm aan op de huid en zorgt voor een comfortabele en zachte stimulatie van je melkafgifte. Ons karakteristieke massagekussen imiteert het zuigen van je baby, voor een zachte stimulatie van de melkafgifte.

### Ontspannen houding



Het unieke ontwerp van de borstkolf zorgt ervoor dat je melk direct van je borst in de fles of beker stroomt, zelfs wanneer je rechtop zit. Dit houdt in dat je gemakkelijker kunt zitten tijdens het kolven: je hoeft niet voorover te leunen om te zorgen dat al je melk in de fles

terechtkomt. Als je comfortabel zit en ontspannen bent tijdens het kolven, helpt dat de melk makkelijker te laten stromen.

### Eenvoudig in elkaar zetten, afkolven en schoonmaken



Weinig losse onderdelen en intuïtief ontwerp. Eenvoudig melk afkolven voor je baby, waar je ook bent. Gesloten systeem, er blijft geen melk in de slangen achter. Ontworpen voor hygiënisch afkolven.

### Inclusief onze Natural-fles



De vorm van de brede speen lijkt op de borst en stimuleert zo het natuurlijk aanleggen. Zo is het voor jou én je baby gemakkelijker om borst- en flesvoeding te combineren.

### Stille pomp



Ontworpen voor discreet afkolven.

## Specificaties

### Ontwerp

**Flesontwerp:** Ergonomische vormgeving, Brede Hals  
**Ontwerp borstkolf:** Compact ontwerp

### Ontwikkelingsfasen

**Stapje:** 0 - 6 maanden

### Gebruiksgemak

**Gebruik borstkolf:** Makkelijk schoon te maken, Volledig combineerbaar assortiment, Intuïtief in elkaar te zetten

### Functies

**Niet langer vooroverleunen:** Zitten in een comfortabele positie  
**Instellingen:** 1 stimulatiemodus, 3 afkolvingsinstellingen  
**Zacht massagekussen:** Zachte stimulatie  
**Meer melk in minder tijd:** De perfecte manier om tijd te besparen

### Materiaal

**Flesvoeding:** BPA-vrij\*, Polypropyleen  
**Speen:** BPA-vrij\*, Siliconen  
**Borstkolf:** BPA-vrij\* (alleen onderdelen die met voedsel in aanraking komen)

### Inclusief

**Borstkolfbehuizing:** 2 stk  
**Massagekussen (19mm):** 2 stuks (groter kussen is apart verkrijgbaar)  
**Natural-fles van 125 ml:** 2 stk  
**Extra zachte speen voor pasgeborenen:** 2 stk  
**Reisdeksel:** 2 stk

### Land van herkomst

Engeland



\* BPA-vrije borstkolf: wordt alleen geassocieerd met de fles en andere onderdelen die in contact komen met moedermelk. Volgens de EU-richtlijn, 10/2011  
\* 60% van de moeders in de VS die borstvoeding geven, vindt de dubbele elektronische Philips Avent Comfort-borstkolf het meest comfortabel tijdens het kolven tegenover 29% die liever de Medela in Style gebruikt. Onafhankelijke thuisstest onder 76 moeders in de Verenigde Staten, augustus 2012. Medela is een geregistreerd handelsmerk van Medela Holding AG  
\* Meer melk: onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband kan zijn tussen stress en melkproductie. Zie: [www.philips.com/Avent](http://www.philips.com/Avent)