



SCF154/40



## Güvenli rahatlık

### Maksimum kuruluk için AVENT göğüs pedleri

ULTRA emicilik, konfor ve kuruluk için dört katmanlı benzersiz yapıya sahip göğüs pedleri.

#### **Güvende ve rahat hissedin**

- Yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz
- Emzirme uzmanlarıyla birlikte geliştirildi
- Hijyenik
- Yumuşak bir his
- Yumuşak, sağlam ve kıvrımlı

#### **Anne sütünü sızdırmaz**

- Maksimum kuruluk için benzersiz dört katmanlı yapı

## Özellikler

### Maksimum kuruluk için benzersiz, katmanlı yapı

1. Ultra yumuşak üst katman göğüs ucu oyukludur ve göğsü her zaman kuru tutar.
2. ultra emici katman, ekstra rahatlık için dolgunlaştırılmıştır.
3. ultra emici çekirdek

katman, utandırıcı süt sızımı ve lekeleri engellemek için nemi çeker. 4. ultra hava geçirir dış katman, göğüs ucu yaralarını engellemeye yardım eder. Kaydırmayan yapışkan bantlar pedi yerinde tutar.

## Teknik Özellikler

### Menşei

İsviçre

### Malzeme

Göğüs pedi: Dermatolojik olarak test edilmiştir, Doğal malzemeler

### Paket içeriği

Tek kullanımlık göğüs pedleri: 40 adet

### Tasarım

Rahat kıvrımlı biçim

### Gelişim aşamaları

Aşamalar: 0 - 6 ay

### Fonksiyonlar

Ultra kuru: Çok katmanlı, Tek yönlü üst kısım

### Maksimum konfor

Kaymaz: Yapışkan bant

### Yumuşak bir his

Yumuşak üst kısım: Nefes alabilen ve doğal malzeme, Dermatolojik olarak test edilmiştir