

# PHILIPS

## AVENT

### Niplette™

Een oplossing zonder chirurgie

Voor platte of ingetrokken tepels

1 Niplette en 2 borstkompressen



SCF152/01



## Een eenvoudige, effectieve oplossing voor ingetrokken tepels

### Klinisch bewezen resultaten\*

De Niplette™ helpt moeders met platte of ingetrokken tepels om borstvoeding te geven. Dit unieke en revolutionaire instrument biedt een eenvoudige, niet-chirurgische en duurzame oplossing. Als je de Niplette een aantal weken achter elkaar gebruikt, blijft de tepel rechtop staan.

#### **Eenvoudig en comfortabel**

- Een hulpmiddel voor platte of ingetrokken tepels
- Een eenvoudige procedure
- Aanvullende informatie

#### **Eenvoudig en discreet — geschikt voor tepels van elk formaat**


- Het best te gebruiken vóór of in de eerste 6 maanden van de zwangerschap

#### **Niet-chirurgisch — zachte zuigkracht**

- Klinisch bewezen resultaten

# Kenmerken

## Voor platte of ingetrokken tepels




Ongeveer 10% van de vrouwen heeft last van ingetrokken tepels, ofwel tepelretractie. Dit kan zorgen voor psychische problemen en het geven van borstvoeding moeilijker maken voor zowel moeder als baby. De zuigactie van de baby zou de tepel omhoog moeten trekken. Als dit niet lukt, is de Niplette™ een eenvoudige, prettige oplossing voor dit probleem. Het hulpmiddel geeft vrouwen met platte of ingetrokken tepels de mogelijkheid om op een aangename manier borstvoeding te geven zonder chirurgische ingreep\*. De Niplette™ bestaat uit een transparante tepelvorm met een afsluitrand die is bevestigd aan een ventiel en een spuitopening.

## Wanneer wordt het gebruik aanbevolen

Idealiter wordt de Niplette vóór de zwangerschap gebruikt en 8 uur per dag of 's nachts gedragen\*. Als de borsten niet te gevoelig zijn, kan de Niplette ook worden gebruikt in de eerste zes maanden van de zwangerschap om een permanente correctie tot stand te brengen of na de geboorte van de baby, een paar minuten voor elke voeding. De Niplette zuigt de tepel omhoog, zodat de baby gemakkelijk kan aanleggen, en ondersteunt bij het geven van borstvoeding in de eerste paar dagen. Een permanente cosmetische correctie is mogelijk zodra er geen borstvoeding meer wordt gegeven. Hierna kan de Niplette weer worden aangebracht wanneer dat nodig is.

## Zachte zuigkracht



De vorm wordt met één hand op de tepelhof gelegd en met de andere hand wordt lucht onttrokken door middel van een spuit met een inhoud van 5 ml, zodat de tepel erin kan worden gezogen. De gebruiker heeft controle over de zuigkracht en kan de tepel zo stevig aanzuigen als comfortabel is. Wanneer de tepel omhoog is getrokken en de spuit voorzichtig is gescheiden van het ventiel, kan de gebruiker doorgaan met gewoonlijke activiteiten en de Niplette onopvallend in de bh dragen. Gebruik voor de bevalling wordt zoveel mogelijk aangemoedigd\*.

## Succes klinisch bewezen

Klinische testen\* hebben aangetoond dat de Niplette in staat is om een permanente correctie tot stand te brengen van platte of ingetrokken tepels, of hier nu al sprake van was sinds de puberteit of dit een resultaat is van een chirurgische borstverkleining. De zwangere vrouwen die geen borstcorrectie hebben gehad en zich zorgen maakten over het geven van borstvoeding, waren allemaal goed in staat om borstvoeding te geven. Een permanente correctie komt gewoonlijk tot stand tussen een en drie maanden bij constant gebruik.

## Aanvullende informatie

Niplette werkt niet als de melktoevoer volledig op gang komt. Tegen die tijd is de baby er echter aan gewend om aan te leggen.

# Specificaties

## Inclusief

Niplette: 1 stk

Borstkompressen: 2 stk

## Ontwerp

Discreet ontwerp

## Ontwikkelingsfases

Stapje: Voor de zwangerschap, 0 - 6 maanden, Borstvoeding in de eerste fase

## Gebruiksgemak

Gemakkelijk te verbergen onder kleding: Druk op de spuit om het vacuüm te verbreken

## Gemakkelijk schoon te maken

Schoonmaken in warm zeepwater

## Funcities

Oplossing voor platte tepels: Lichte zuigfunctie

## Materiaal

Niplette: Polypropyleen

Borstkompressen: Dermatologisch getest

