

# PHILIPS

## AVENT

### Kit para el cuidado del bebé

Artículos para el cuidado del bebé

Kit completo

Niños y niñas



SCH400/30



## Mi primer kit para el cuidado del bebé

Todos los artículos esenciales para el cuidado del bebé en un completo kit

Con nuestro kit SCH400, podrá ofrecer a su bebé el mejor cuidado. El kit compacto incluye un termómetro digital preciso, cómodo de usar y rápido, un aspirador nasal con punta suave, un cepillo de dientes dedal y un kit para el cuidado del cabello y las uñas.

### 10 productos básicos para el cuidado del bebé

- Termómetro digital de precisión profesional\*
- Aspirador nasal con punta flexible y suave
- Cepillo de dientes dedal
- Kit para el cuidado del cabello y uñas

### Funda compacta perfecta para los desplazamientos

- Kit compacto y estructurado
- Un regalo perfecto

## Destacados

### Termómetro



Mida de manera rápida, cómoda y precisa la temperatura de su bebé. El termómetro digital ofrece una precisión profesional\* y la punta flexible proporciona mayor comodidad tanto para usted como para su bebé.

### Compacto y estructurado

El kit estructurado ofrece el espacio suficiente para que pueda guardar sus productos adicionales para el cuidado del bebé. Además, es compacto y práctico y podrá llevarlo durante sus desplazamientos. Ideal para viajes y guardería.

### Aspirador nasal



El aspirador nasal ayuda a abrir los conductos de ventilación de su bebé para que pueda sentirse bien y dormir mejor.

### Cepillo de dientes dedal

Masajee suavemente las encías o los dientes de su bebé.

### Kit para el cuidado del cabello y uñas



El completo kit para el cuidado de las uñas incluye unas tijeras de punta redondeada, un cortaúñas y tres limas de uñas. El kit para el cuidado del cabello incorpora un peine-guía con punta redondeada y un cepillo suave.

### Regalo

El regalo perfecto para los padres primerizos.

## Especificaciones

### Especificaciones técnicas

**Batería:** Batería de 1,55 V de CC (LR41)

**Duración de la batería:** > 100 horas de funcionamiento

**Rango de medición:** De 35 °C a 42,9 °C

**Precisión:** ±0,1 °C para el rango de 35 °C a 42 °C

**Conformidad:** Cumple la norma MDD93/42/CEE

### Datos logísticos

**Dimensiones de caja unitaria (ancho x alto x profundo):** 117 x 174,5 x 51 mm

### Etapas de desarrollo

**Etapas:** Todas las etapas

### Sexo

**Para:** niño y niña

