

# PHILIPS

## AVENT

จุกนมแบบป้องกันโคลิค

2 ชั้น

จุกนมขนาดแรกเกิด

เด็กแรกเกิดขึ้นไป

SCF631/27



## พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว\*

จุกนมแบบป้องกันโคลิคของเราออกแบบมาเพื่อการดูนมแบบต่อเนื่อง โดยอากาศจะถูกระบายเข้าสู่ขวดนมจากห้องของลูกน้อย ผิวสัมผัสที่เป็นร่องช่วยป้องกันไม่ให้จุกนมหลุดตัวและยังลดความลำบากในการดูนมของลูกน้อยและไม่มีกลิ่นขัดจังหวะ

**พิสูจน์ได้ด้วยผลทางการแพทย์ในการลดอาการโคลิคและความไม่สบายตัว\***


- วาล์วป้องกันการเกิดอาการจุกเสียดแบบโคลิค\*
- ลดอาการร้องแฉะในตอนกลางคืนได้ถึง 60%\*
- ผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการหลุดตัวเพื่อให้นมได้อย่างไม่ติดขัด
- รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูนมได้อย่างปลอดภัย

**ประโยชน์ด้านอื่นๆ**

- มีจุกนมที่มีอัตราการไหลแตกต่างกันให้เลือก
- จุกนมนี้ปลอดสาร BPA
- อุปกรณ์ตั้งแต่การป้อนนมจากเต้านมไปจนถึงถ้วยสามารถนำมาใช้ร่วมกันได้


# ไฮไลต์

## ลดอาการโคลิค



วาล์วป้องกันการเกิดอาการจุกเสียดแบบโคลิคของเราได้ออกแบบมาเพื่อขับอากาศออกจากท้องของทารก ทำให้ลดอาการโคลิคและลดสิ่งที่ยับยั้ง เมื่อลูกของคุณตื่นนม ระบบวาล์วจะโค้งงอเพื่อช่วยให้อากาศผ่านเข้าไปในขวดนม ป้องกันการเกิดสุญญากาศขึ้น และระบายเข้าสู่ขวดนม เก็บอากาศในขวดนม และขับอากาศออกจากท้องของทารกเพื่อที่จะช่วยลดอาการโคลิคและลดสิ่งที่ยับยั้ง

## ลดอาการร้องแฉะ



ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent ช่วยลดอาการร้องแฉะลูกน้อยที่สุดนมาจากขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent มีอาการร้องแฉะในตอนกลางคืนน้อยกว่าลูกน้อยที่สุดนมาจากขวดนมป้องกันอาการโคลิคของคู่แข่งกว่า 60%\*

## ให้นมได้อย่างไม่ติดขัด




รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูนมได้อย่างปลอดภัยและผิวสัมผัสแบบร่องช่วยป้องกันการอุดตันเพื่อให้นมได้อย่างสบายไม่ติดขัด

## ดูได้อย่างปลอดภัย

รูปทรงจุกนมช่วยให้ดูนมได้อย่างปลอดภัย

เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการเติบโตของลูกน้อย



ผลิตภัณฑ์ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent มีอัตราการไหลในระดับต่างๆ ที่สามารถตอบรับกับการเติบโตของลูกน้อย โปรดทราบว่าเกณฑ์อายุของทารกเป็นตัวบ่งชี้โดยประมาณ เนื่องจากทารกมีอัตราการเติบโตที่แตกต่างกัน จุกนมทุกรุ่นมีจำหน่ายในแบบแพ็คเกจ: สำหรับทารกแรกเกิด, ไหลช้า, ไหลปานกลาง, ไหลเร็ว และจุกนมปรับเปลี่ยนการไหล และอาหารชั้น

## ปราศจาก BPA



ขวดนมป้องกันอาการโคลิค Philips Avent ผลิตจากวัสดุที่ปราศจากสาร BPA (ซีลีโคน)

## เติบโตขึ้นพร้อมลูกของคุณ



ผสมผสานใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนที่ปั้มน้ำนม ขวดนม และถ้วยของเรา เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณ ในเวลาที่คุณต้องการ!

# รายละเอียดเฉพาะ

## วัสดุ

จุกนม: ซีลีโคน, ปราศจาก BPA

## อุปกรณ์ต่างๆ

จุกนม: 2 ชิ้น

## ระยะการพัฒนากการ

ช่วง: 0-6 เดือน

## ฟังก์ชัน

วาล์วป้องกันการเกิดอาการจุกเสียดแบบโคลิค: ออกแบบมาเพื่อลดการกลืนอากาศ

จุกนม: ผิวสัมผัสแบบร่องที่ง่ายต่อการดูดติดช่วยป้องกันจุกนมหลุด

ตัว รับรองว่าเป็นระบบป้องกันอาการโคลิค

ใช้งานง่าย: ทำความสะอาดและประกอบง่าย, การออกแบบที่ไร้รอยรั่ว

## จุกนม

ความเร็วการไหล: อัตราการไหลสำหรับเด็กแรกเกิด



\* ในระยะ 2 สัปดาห์แรก ลูกน้อยที่สุดนมาจากขวดนม Philips Avent มีอาการโคลิคที่ต่ำ และมีอาการร้องแฉะลดลงในตอนกลางคืนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับลูกน้อยที่สุดนมาจากขวดนมอื่นของผู้แข่งขัน

\* ดีไซน์ทรงจุกนมที่รองรับได้ช่วยป้องกันการอุดตันของจุกนมและยังช่วยในเรื่องของการกลืนอากาศและให้นมได้อย่างไม่ติดขัด

\* อาการโคลิคคืออะไร และมีผลกับลูกน้อยของเราอย่างไร? โคลิคนั้นไม่สาเหตุมาจากกลืนอากาศลงไปขณะดูดนม ซึ่งทำให้ระบบกระเพาะย่อยอาหารของลูกน้อย ซึ่งอาการนี้ประกอบไปด้วยการร้องไห้ และงอแง

\* 0% BPA ตามข้อกำหนดของ EU 10/2011