

PHILIPS

AVENT

Бутылочка Anti-colic с
клапаном AirFree™

1 бутылочка

260 мл

Соска с медленным потоком

1 мес.+



SCF813/14



Снижает риск возникновения колик, образования газов и срыгивания*

Удобная бутылочка не пропускает воздух

Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.

Особая конструкция, не пропускающая воздух

- Удобная бутылочка не пропускает воздух при вертикальном кормлении
- Никакого воздуха в соске

Клинически доказано: уменьшает колики и дискомфорт*

- Особая система против колик и дискомфорта*

Удобное использование и простая очистка

- Удобство мытья и сборки системы Airfree™
- Простота использования
- Особая форма соски для надежного захвата

Дополнительные преимущества

- Используйте бутылочку с клапаном Airfree™ или без него
- В продаже имеются соски с различной скоростью потока
- Сочетайте с другой продукцией Philips Avent

Основные особенности

Удобная бутылочка не пропускает воздух




Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении ребенка в комфортном вертикальном положении. Ребенок не заглатывает воздух, благодаря чему срыгивается меньше молока.

Особая конструкция, не пропускающая воздух



Уникальная конструкция AirFree™ предотвращает попадание воздуха в соску для комфортного кормления и во избежание распространенных проблем, таких как колики, срыгивание и образование газов.

Уменьшает колики и дискомфорт*



Клинические исследования показали, что бутылочка Philips Avent предотвращает появление колик и дискомфорта*. Каким образом? Благодаря особой конструкции во время кормления внутри соски не образуется вакуум, а молоко подается равномерно. Это позволяет избежать колик, образования газов и срыгивания.

Легко разбирать и мыть



Клапан AirFree™ легко подсоединить к любой бутылочке Philips Avent Anti-colic или Classic+, а мыть ее чрезвычайно удобно благодаря широкому горлышку бутылки и небольшому количеству частей.

Простота использования



Сначала наполните бутылочку молоком. Затем установите на горлышко клапан AirFree™ и подсоедините соску. Наклоните бутылочку, чтобы соска наполнилась молоком — и все готово к кормлению. Следите, чтобы клапан AirFree™ не смещался, а соска всегда была наполнена молоком полностью в любом положении бутылочки.

Выбор за вами



Бутылочку Philips Avent Anti-colic можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него. Клапан AirFree™ совместим с бутылочками Philips Avent Anti-colic и Classic+ следующих объемов: 125 мл, 260 мл и 330 мл.

Надежный захват



Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребристая поверхность предотвращает сосание соски и неравномерную подачу молока.

Выбор подходящей соски



Потребности в кормлении меняются с развитием ребенка, поэтому необходимо выбирать соску с подходящей скоростью потока. Бутылочки Philips Avent Anti-colic и Classic+ можно использовать как с клапаном AirFree™, так и без него, однако эти клапаны совместимы только с сосками Philips Avent Anti-colic и Classic+.

Растет вместе с малышом



Линейка бутылочек Anti-colic без труда сочетается с различными моделями аксессуаров, которые помогут легко перейти от бутылочки к чашке, а затем и к кружке.

Характеристики

Материал

Бутылочка: полипропилен, Не содержит бисфенол-А

Соска: силикон, Не содержит бисфенол-А

В комплект входят:

Детская бутылочка: 1 шт.

Клапан AirFree™: 1 шт.

Дизайн

Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Удобство использования

Использование бутылочки: Можно использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине, Легко собирать, Легко чистится, Легко держать

Этапы взросления

Этап: 0–12 месяцев

Функции

Соска: Легкий захват; ребра жесткости предотвращают слипание соски; эффективность антиколиковой системы клинически доказана*

Удобство использования: Легко разбирать и мыть, Меньше частей для удобства сборки

Совместимость: Полная совместимость бутылочек Anti-colic и Classic+



* Клапан AirFree™ помогает малышу не заглатывать воздух из бутылочки. Соска всегда заполнена молоком, даже если бутылочка находится горизонтально при кормлении в вертикальном положении. Особая конструкция клапана позволяет избежать распространенных проблем, связанных с кормлением, таких как колики, газы и срыгивание.

* 80 % мам признали снижение проблем с кормлением по результатам исследования на дому с участием 144 матерей, проведенному в США в 2017 году

* У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик, чем при кормлении из обычной бутылочки, и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.

* Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач, беспокойство, вздутие живота и срыгивание.