

PHILIPS

AVENT

Cojín masajeador grande

Para todos los extractores Comfort



SCF167/01



Tamaño preciso y máxima comodidad

Extractor de leche con embudo más ancho

Este suave cojín masajeador tiene un embudo más ancho, diseñado especialmente para madres con pezones más grandes. Se puede utilizar con la gama de extractores de leche Comfort de Philips Avent. Consulte las imágenes que aparecen más abajo para decidir si necesita el cojín para extractor de leche más grande.

Extracción cómoda

- Embudo ancho para un ajuste cómodo
- Se adapta a todos los extractores de leche de la gama Natural

Compruebe el ajuste para una comodidad óptima

- Ajuste correcto: el pezón se asienta cómodamente en el embudo del cojín
- Elija el tamaño grande: el pezón toca las paredes del embudo



asimpleswitch.com

Destacados

Cojín para extractor de leche grande



Puede comprobar si necesita un cojín para extractor de leche grande probando si sus pezones caben cómodamente en el embudo del cojín. Si el pezón toca o roza las paredes del embudo del cojín, debe elegir un cojín para extractor de leche grande para garantizar una extracción más cómoda.

Ajuste correcto



Si el pezón se asienta cómodamente en el embudo del cojín, está utilizando el cojín masajeador del tamaño correcto.

Ajuste demasiado pequeño



Si el pezón toca o frota la pared del embudo del cojín, debe elegir el cojín para extractor de leche grande con embudo más ancho para garantizar una extracción más cómoda.

Se adapta a todos los extractores de leche Natural

El cojín masajeador de tamaño grande y textura suave es compatible con todos los extractores de leche Comfort de Philips Avent de la gama Natural.

Especificaciones

País de origen

Inglaterra: Y

Material

Sin BPA*: Y

Contenido

Cojín de tamaño grande: 1 piezas

Almohadilla

Material: Silicona, Sin BPA*

Compatibilidad

Compatible con la gama Natural: Y

Fácil de usar

Almohadilla: Fácil de limpiar, Apto para lavavajillas

Etapas de desarrollo

Etapas: Embarazo, 0 a 6 meses

Funciones

Cojín masajeador suave: Estimulación suave

Pieza reemplazable

Funciona con los modelos:: SCF330

Funciona con los modelos:: SCF332

Funciona con los modelos:: SCF334



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.