

# PHILIPS

Rör till bröstpump

ISIS

dubbel elektrisk bröstpump

SCF934



## Ansluter olika delar till bröstpumpen

På specifikationsfiken hittar du liknande produkter

Med det här plaströret kopplar du bröstpumpens hölje till motorn. Det passar alla dubbla elektriska bröstpumpar från Philips Avent.

### Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

## Funktioner

### Enkel att förnya av produktdelar

Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

## Specifikationer

### Utbytbar del

Passar produkttyper: SCF294/02, SCF304/02, SCF314/02

