

# PHILIPS

## AVENT

Coussin massEUR à  
embout large

Pour tout tire-lait Natural



SCF167/01



## Taille adaptée, confort maximal

### Tire-lait à embout large

Ce coussin massEUR souple est doté d'un embout plus large, spécialement conçu pour les mamans possédant de gros mamelons. Il peut être utilisé avec les tire-laits de la gamme Natural Philips Avent. Reportez-vous aux images ci-dessous pour déterminer s'il vous faut un coussin massEUR à embout large pour tire-lait.

#### Tire-lait confortable

- Embout plus large et confortable
- Compatible avec tous les tire-lait de la gamme Natural

#### Vérifiez votre taille pour un confort optimal

- Taille adaptée : le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin massEUR
- Choisissez la grande taille lorsque le mamelon touche les parois de l'embout



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)


## Points forts

### Coussin masseur à embout large pour tire-lait



Pour savoir si vous avez besoin d'un coussin à embout large pour tire-lait, vérifiez si votre mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin. S'il touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.

### Taille adaptée



Si le mamelon tient confortablement dans l'embout du coussin masseur, ce dernier est à votre taille.

### Trop petit



Si votre mamelon touche ou frotte contre les parois de l'embout, optez pour le coussin à embout large afin de tirer votre lait plus confortablement.

### Compatible avec tous les tire-lait Natural

Le coussin masseur souple grande taille est compatible avec tous les tire-laits de la gamme Natural Philips Avent.

## Caractéristiques

### Pays d'origine

Angleterre

### Matériau

0 % BPA\*

### Inclus

Coussin de grande taille: 1 Pièce(s)

### Coussin

Matériau: Silicone, 0 % BPA\*

### Compatibilité

Compatible avec la gamme Natural

### Facile d'utilisation

Coussin: Facile à nettoyer, Compatible lave-vaisselle

### Étapes de développement

Étapes: Grossesse, 0-6 mois

### Fonctions

Coussin masseur souple: Stimulation douce

### Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: SCF330

Adaptée aux types de produits :: SCF332

Adaptée aux types de produits :: SCF334



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

### Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale dans un ou plusieurs de nos champs d'action écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, mise au rebut et durabilité).

