

# PHILIPS

## AVENT

Dudlík s přirozeným tvarem

2 kusy

Pomalý průtok

1m+

SCF652/27



## Přirozený způsob krmení z lahve

Dudlík Avent s designem okvětního lístku

Náš nový dudlík zaručuje přirozenější krmení pro vaše dítě i pro vás. Dudlík má inovativní design okvětního lístku a podporuje přirozené přísátí podobné jako u přísátí k prsu. Ulehčuje tak vašemu dítěti kombinaci kojení a krmení z lahve.

### 0 % BPA (bez bisfenolu A)

- Dudlík bez BPA

### Snadná kombinace kojení a krmení z lahve

- Přirozené přísátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

### Pohodlnější krmení pro spokojenější dítě

- Unikátní okvětní lístky pro měkký a pružný dudlík bez stlačení

### Vzduch neproniká do břicha dítěte

- Zdokonalený antikolikový systém s inovativním dvojitým ventilem

### Další výhody

- Různé průtoky pro co nejpříjemnější krmení
- Kompatibilní s kojeneckou lahví Philips Avent Natural


## Přednosti

### Přirozené přisátí



Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

### Jedinečný tvar okvětních lístků



Tvar okvětních lístků v dudlíku zvyšuje měkkost a pružnost, aniž by došlo k jeho stlačení. Vaše dítě bude mít při krmení větší pohodlí a bude spokojenější.

### Pokročilý antikolikový ventil



Inovativní dvouventilový systém snižuje riziko koliky a nepohodlí tím, že vzduch proudí do lahve a nikoli do bříška dítěte.

### Bez BPA



Tento dudlík je vyroben ze silikonu – materiálu bez BPA (Podle směrnice Evropské unie 2011/8/EU)

### Různé průtoky

Produkty značky Philips Avent nabízí čtyři různé průtoky pro různá stadia růstu vašeho dítěte. Pamatujte, že věkové určení je pouze orientační, protože děti se vyvíjejí různým tempem. Společnost Philips Avent nabízí dudlíky s průtokem pro novorozence s 1 otvorem (0m+), dudlík pro pomalý průtok se 2 otvory (1m+), dudlík se středním průtokem se 3 otvory (3m+) a dudlík s rychlým průtokem se 4 otvory (6m+). Všechny dudlíky jsou nabízeny v balení po dvou kusech.

### Kompatibilní s lahví Natural

S lahvemi Natural doporučujeme používat pouze dudlíky Natural.

## Specifikace

### Design

**Tvar dudlíku:** Dudlík ve tvaru prsu, Jedinečný tvar okvětních lístků, Mimořádně široká

### Materiál

**Dudlík:** Silikon, Bez BPA\*

### Co je součástí

**Měkký dudlík s pomalým průtokem:** 2 ks

### Dudlík

**Rychlost průtoku:** Pomalý průtok

**Otvory:** 2 otvory

**Měsíců:** 1m+

### Funkce

**Antikolikový ventil:** Zdokonalený antikolikový systém

**Nasazení:** Snadná kombinace kojení a krmení z lahve, Přirozené přisátí

**Dudlík:** Jedinečný tvar okvětních lístků, Zvláště měkký a pružný dudlík

### Stupně vývoje

**Fáze:** 0–6 měsíců

