

PHILIPS

AVENT

Elektronická odsávačka
mateřského mléka

SCF302/01



Vytvořeno pro pohodlí

Odsávačka inspirovaná přírodou

Unikátní manuální odsávačka Philips Avent SCF302/01 bez BPA zaručuje zvýšenou účinnost, a je potvrzeno klinickými zkouškami, že umožňuje odstříknout více mléka než nemocniční dvojité elektrické odsávačky*.

Výhody a funkce:

- Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu

Umožňuje prodloužit dobu kojení

- Více mléka, přirozeněji

Stimulace a odsávání

- Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje plynulý tok mléka
- Jemná masážní vložka uvolňuje přirozený tok, podobně jako při kojení

Tři režimy

- Napájení ze sítě, z baterií a manuálně

Přednosti

Jemný podtlak

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.

Jemná masážní vložka



Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Uspodňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.

Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu

Elektronická paměť se učí a po stisknutí tlačítka pokračuje ve vámi zvoleném rytmu odsávání.

Více mléka, přirozeněji



Odsávání umožňuje krmení mateřským mlékem i v době vaší nepřítomnosti.

Síťové napájení, baterie a manuální

Přizpůsobí se vašim potřebám. Kromě napájení ze sítě lze tuto elektronickou odsávačku napájet z baterií nebo používat jako manuální odsávačku.

Spotřeba

Napětí: 100 – 240 V

Země původu

Anglie

Co je součástí

Elektronická odsávačka mateřského mléka:

1 ks

Pouzdro na baterie: 1 ks

Dudlík s jemným novorozeneckým průtokem:

1 ks

Zásobník na mateřské mléko (125 ml): 1 ks

Podstavec na láhev/kryt odsávačky: 1 ks

Cestovní box na dudlík pro novorozence: 1 ks

Náhradní díly: 1 ks

Části pro manuální odsávání pro případ, že není k dispozici napájení: 1

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

