

# PHILIPS

Sada dětského  
digitálního teploměru

SCH530/86



## Snadné a spolehlivé měření teploty

Dudlík s digitálním teploměrem pro snadné a přesné měření

### Rychlé a spolehlivé měření

- Digitální teploměr pro snadné a přesné měření
- Rychlé a spolehlivé měření teploty během několika sekund

### Pohodlí pro vás a vaše dítě

- Kotouč dudlíku s otvory chrání před podrážděním pokožky.
- Zahnuje dudlík ve velikosti pro novorozence
- Navržen speciálně pro novorozence

### Bezpečnost dítěte

- Dudlík je vhodný pro sterilizaci nebo převaření
- Umožňují převaření nebo sterilizaci bez poškození elektroniky.

# Přednosti

## Digitální teploměr

Rychlý, spolehlivý a přesný digitální teploměr pro měření teploty dítěte.

## Měření během několika sekund

Nikdy příliš horké, nikdy příliš studené – digitální teploměr pro určení té správné teploty vám rychle ukáže, zda je mléko nebo jídlo bezpečné k požití. Díky němu už není třeba teplotu u ohříváných láhví nebo nádob odhadovat. Je také skvělý pro kontrolu, zda je jídlo po krátké přestávce v kmení stále dost teplé.

## Štít dudlíku s jamkami

Otvory zajišťují proudění vzduchu za dudlíkem, aby ochránily citlivou pokožku dítěte před podrážděním.

## Silikonový dudlík

Speciálně tvarovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby velikostí odpovídal ústům dítěte a nebránil přirozenému vývoji. Můžete jej s důvěrou použít k uklidnění dítěte.

## Včetně dudlíku

Dudlík můžete pravidelně vkládat do úst dítěte, aby si na něj mohlo zvyknout. Lze jej používat jako jakýkoli běžný dudlík.

## Odpojitelné elektronické součásti

Po odpojení citlivé elektroniky pro měření teploty od dudlíku můžete bezpečně sterilizovat nebo převařit tu část, se kterou přichází dítě do kontaktu.

## Dudlík s možností sterilizace

Díky použití speciálního materiálu můžete dudlík bez obav sterilizovat v mikrovlnné troubě nebo elektrickém sterilizátoru, případně ve vroucí vodě, aniž by došlo k jeho poškození.

# Specifikace

## Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií:

200 hour(s)

Typ baterie: LR41

Počet baterií: 2

Demontovatelné/vyměnitelné: Ano

## Technické údaje

Operating temperature range: 32-44 °C

## Příslušenství

Uživatelská příručka: Ano

Baterie: Ano

## Technické údaje

Přesnost: 36,5 °C – 39,0 °C: +/-0,1 °C °C

Čas měření: 10 sec

## Pohodlí

Automatické vypnutí: Ano

Kontrolka připravenosti: Ano

## Pohodlí

Pružná špička: Ano

Vhodné pro novorozence: Ano

