

PHILIPS

AVENT

Ручной молокоотсос*

Комфорт

С бутылочкой 125 мл серии Natural



SCF330/50



Больше комфорта, больше молока**

Клинически доказанный комфорт**

Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение во время сцеживания, а мягкая массажная насадка способствует бережной стимуляции околососковой области для оттока молока.

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

- Бутылочка и соска серии Natural в комплекте

Другие преимущества

- Пакеты для хранения грудного молока в комплекте

Удобные настройки, сцеживание и очистка

- Несколько съемных деталей и продуманный дизайн
- Компактный легкий дизайн

Клинически доказано: наклоняться вперед нужно значительно меньше*

- Удобное положение благодаря особому дизайну

Мягкая насадка с массажными лепестками

- Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

Особенности

Удобное положение



Благодаря особой форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

Мягкая массажная насадка



Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Особая насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

Удобство в дороге



Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более незаметным.

Удобные настройки, сцеживание и очистка



Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

Бутылочка серии Natural в комплекте



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки. Используйте бутылочки серии Natural только с сосками серии Natural.

Пакеты для хранения грудного молока

Пакеты Philips Avent — это надежное решение для хранения грудного молока. Используйте стерильные пакеты непосредственно после сцеживания или храните их в холодильнике или морозильной камере.

Характеристики

Дизайн

Дизайн молокоотсоса: Компактный дизайн
Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Конструкция пакета для хранения молока: Простой в использовании (широкий, надежная система открытия), безопасный (защита от неумелого использования), надежный (устойчивая конструкция), полная защита (усиленные швы)

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен

Соска: Не содержит бисфенол-А*, Силикон

Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

Что входит в комплект поставки

Пробный комплект вкладышей для бюстгалтера: 1 (2 вкладыша) шт.

Ультратонкая соска для новорожденных: 1 шт.

Корпус молокоотсоса с ручкой: 1 шт.

Крышка для хранения молока: 1 шт.

Бутылочка серии Natural 125 мл: 1 шт.

Крышка для транспортировки: 1 шт.

Пакеты для хранения молока: 10 шт.

Массажная насадка стандартного размера: 1 шт. (19,5 мм, насадка большего размера приобретается отдельно)

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями, Простая сборка

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении

Мягкая массажная насадка: Деликатная стимуляция

Пакеты для хранения молока в комплекте: Защита от протекания (безопасность, двойная застежка-молния), долговечность (двухслойный пакет), предварительная стерилизация

Этапы взросления

Этап: 0–6 месяцев



* Клинически доказанный комфорт: результаты тестирования с участием 110 мам показали, что большинство из них предпочитают Philips Avent ведущему конкуренту.
* Больше комфорта: 73% из 73 кормящих мам в Великобритании отметили, что этот молокоотсос более удобен в использовании, чем тот, которым они пользовались раньше (основные бренды на рынке).
* Больше молока: независимое исследование показало, что стресс может влиять на количество сцеживаемого молока. См. www.philips.com/avent
* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.