

PHILIPS

Цифров термометър
за бебе - комплект

SCH530/10



Лесно и точно измерване на температурата

Биберон с цифров термометър за лесно и точно измерване

Удобство за вас и за бебето ви

- Вълнообразно покритие за против на дразнене на кожата
- Съдържа биберон залягалка с размер, подходящ за новородено бебе
- Проектиран специално за новородени бебета

Безопасност за бебето

- Биберон, подходящ за стерилизиране и изваряване
- Позволява сваряване и стерилизиране, без да се поврежда електроника

Акценти

Сменяема електроника

Като извадите от зальгалката чувствителната на температура измервателна електроника, можете безопасно да стерилизирате или варите частите, с които вашето бебе влиза в контакт.

Зальгалка с предпазител

Вдълбнатините насочват въздушния поток зад биберона, за да се предпази чувствителната кожа на вашето бебе от раздразване.

В комплект с биберон зальгалка

Можете да поставяте биберона периодично в устата на вашето бебе, за да го стимулирате да го използва. Той работи като всеки нормален биберон.

Силиконов биберон

Специално оформеният силиконов биберон е проектиран така, че да е подходящ за устата на вашето бебе и да не пречи на естественото развитие. Използвайте го уверено, за да успокоявате вашето бебе.

Стерилизирайте биберона

Благодарение на специалния материал можете безопасно да стерилизирате биберона зальгалка в микровълнова фурна и електрически стерилизатор или да го варите, без да повреждате зальгалката.

Спецификации

Захранване

Време на работа на батерии: >100 часа hour(s)

Произведено в Китай

Тип батерия: LR41

Брой батерии: 1 на термометър

Технически спецификации

Operating temperature range: 32-44 °C

Аксесоари

Ръковод. за потребителя

Батерия

Технически спецификации

Точност: 35-38 +/- 0,1 °C

Комфорт

Автоматично изключване

Комфорт

Гъвкав край

Подходящ за новородени

Ясно показване на температурата

Индикатор за състоянието на батерията

