

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Manuální odsávačka
mateřského mléka

s VIA systémem pro skladování

SCF290/12

Odsajete více. Snadno uskladníte

Odsátí, uskladnění a krmení je velmi snadné.

Manuální odsávačka poskytuje úplnou kontrolu podtlaku a rytmu odsávání. Jedinečná manuální odsávačka Philips Avent zaručuje zvýšenou účinnost a je potvrzeno klinickými zkouškami, že umožňuje odsát více mléka, než nemocniční elektrické odsávačky.

Výhody a funkce:

- Odsávání a skladování v jednom snadném kroku
- Klinicky ověřeno

Účinnost potvrzená klinickými zkouškami

- Patentovaná masážní vložka

Stimulace a odsávání

- Jemná masážní vložka uvolňuje přirozený tok, podobně jako při kojení

Pro všechny odsávačky mateřského mléka a dudlíky Philips Avent

- Adaptér slouží k odsávání i krmení

Pro bezpečné skladování a přepravu

- S ochranou proti protékání a se šroubovacím systémem

Přednosti

Odsávání a skladování v jednom snadném kroku

VIA je univerzální systém skladování, který šetří prostor a který byl navržen tak, aby rostl s dítětem. Umožňuje použít stejný pohárek na odsávání, skladování i krmení mateřským mlékem.

Jemná masážní vložka



Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Uspodňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.

Šroubovací systém proti protékání

Pro bezpečné skladování a přepravu

Adaptér pro odsávání a krmení

Pomocí adaptéru odsajte mléko a stejný pohárek použijte pro krmení.

Klinicky ověřeno

Klinické zkoušky potvrdily, že umožňuje odsávat více mléka než nemocniční dvojité elektrické odsávačky*.

Patentovaná masážní vložka



Měkká silikonová vložka odsávačky Philips Avent s pěti masážními výstupky zajišťuje masáž prsu. Při stlačování páky odsávačky se výstupky pohybují nahoru a dolů a jemně masírují dvorec bradavky. Během odsávání navozují podobné pocity jako při kojení.

Specifikace

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

Země původu

Anglie

Co je zahrnuto

Newborn nipple travel pack: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Předsterilizovaný pohárek VIA (180 ml): 5 pcs

Co je součástí

Víčko pohárku na skladování mléka: 5 pcs

Adaptér na pohárky na skladování mléka: 2 pcs

Mimořádně měkký dudlík s průtokem pro novorozence: 2 pcs

Ruční odsávačka mateřského mléka: 1 pcs

