

# PHILIPS

## AVENT

Elektronická odsávačka  
mateřského mléka

Sada na cesty

SCF302/13



## Vytvořeno pro pohodlí

### Elektrická odsávačka inspirovaná přírodou

Unikátní odsávačka Philips Avent Out & About bez BPA obsahuje elektronickou paměť, která umožňuje plnou kontrolu nad zařízením díky učení a pokračování ve vašem osobním způsobu odsávání.

#### **Výhody a funkce:**

- Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu
- S izolační cestovní taškou

#### **Umožňuje prodloužit dobu kojení**

- Více mléka, přirozeněji

#### **Stimulace a odsávání**

- Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje plynulý tok mléka
- Jemná masážní vložka uvolňuje přirozený tok, podobně jako při kojení

#### **Tři režimy**

- Napájení ze sítě, z baterií a manuálně

## Přednosti

### Síťové napájení, baterie a manuální

Prizpůsobí se vašim potřebám. Kromě napájení ze sítě lze tuto elektronickou odsávačku napájet z baterií nebo používat jako manuální odsávačku.

### Jemný podtlak

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.

### Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu

Elektronická paměť se učí a po stisknutí tlačítka pokračuje ve vámi zvoleném rytmu odsávání.

### Více mléka, přirozeněji



Odsávání umožňuje krmení mateřským mlékem i v době vaší nepřítomnosti.

### Jemná masážní vložka



Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Uspadňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.

### S izolační cestovní taškou



Všechno, co potřebujete pro udržování zásoby, odsávání a skladování mateřského mléka, když nemůžete být u svého dítěte.

## Specifikace

### Spotřeba

Napětí: 100 – 240 V

### Země původu

Anglie

### Co je součástí

Pouzdro na baterie: 1 ks

Zásobník na mateřské mléko (125 ml): 1 ks

Podstavec na láhev/kryt odsávačky: 1 ks

Stylové balení: 2 ks

Cestovní box na dudlík pro novorozence: 1 ks

Náhradní díly: 1 ks

Části pro manuální odsávání pro případ, že není k dispozici napájení: 1

Zásobník na mateřské mléko (260 ml): 1 ks

Cestovní taška z mikrovlnáky: 1 ks

Napájecí kabel: 1 ks

### Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

