


PHILIPS

Цифров термометър
за бебе - комплект

SCH530/86

 Product Picture

Лесно и надеждно измерване на температурата

Залъгалка с цифров термометър за лесно и точно измерване.

Бързо и надеждно измерване

- Цифров термометър за лесно и точно измерване
- Надеждно измерване на температурата за секунди

Удобство за вас и за бебето ви

- Вълнообразно покритие за против на дразнене на кожата
- Съдържа биберон залъгалка с размер, подходящ за новородено бебе
- Проектиран специално за новородени бебета

Безопасност за бебето

- Биберон, подходящ за стерилизиране и изваряване
- Позволява сваряване и стерилизиране, без да се поврежда електроника

Акценти

Цифров термометър за тяло

Бърз, надежден и точен цифров термометър за измерване на температурата на бебето.

Измерване за секунди

Никога твърде горещо, никога твърде студено - цифровият термометър Just Right бързо ви сигнализира дали млякото или храната са безопасни за ядене или пиене. Той взема проби от загряваните бутилки или буркани и е идеален за проверка дали храната е все още достатъчно топла след кратко прекъсване на храненето.

Залъгалка с предпазител

Вдълбнатините насочват въздушния поток зад биберона, за да се предпази чувствителната кожа на вашето бебе от раздразване.

Силиконов биберон

Специално оформеният силиконов биберон е проектиран така, че да е подходящ за устата на вашето бебе и да не пречи на естественото развитие. Използвайте го уверено, за да успокоявате вашето бебе.

В комплект с биберон залъгалка

Можете да поставяте биберона периодично в устата на вашето бебе, за да го стимулирате да го използва. Той работи като всеки нормален биберон.

Сменяема електроника

Като извадите от залъгалката чувствителната на температура измервателна електроника, можете безопасно да стерилизирате или варите частите, с които вашето бебе влиза в контакт.

Стерилизирате биберона

Благодарение на специалния материал можете безопасно да стерилизирате биберона залъгалка в микровълнова фурна и електрически стерилизатор или да го варите, без да повреждате залъгалката.

Спецификации

Захранване

Време на работа на батерии: 200 hour(s)

Тип батерия: LR41

Брой батерии: 2

Сменяема/многократна

Технически спецификации

Диапазон на работната температура: 32-44 °C

Акcesoари

Ръковод. за потребителя

Батерия

Технически спецификации

Точност: 36,5 – 39,0°C: $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ °C

Време за измерване: 10 sec

Комфорт

Автоматично изключване

Индикатор за готовност

Удобство

Гъвкав край

Подходящ за новородени

