



Philips Avent  
Sterilisator

**Flaschensterilisator**  
Erweitert



**SCF291/00**

## Sterilisieren und Aufbewahren

Sterilisieren in nur 10 Minuten

Sterilisieren Sie bis zu sechs Flaschen und Zubehör in nur 10 Minuten. Der schlanke, aber geräumige Advanced-Flaschensterilisator ist schnell und effizient und tötet 99,9 % der Keime\* ab, für eine unbedenkliche Mahlzeit.

### **Einfache Reinigung und Zusammensetzung**

- Dieser Sterilisator ist schnell und einfach zu reinigen

### **Integrierte Abtropfschale**

- Verringert unangenehme Gerüche

### **Tötet 99,9 % der Keime ab\***

- Verabschieden Sie sich von schädlichen Bakterien

### **Platzsparendes Design**

- Innen geräumig, außen kompakt
- Unser Sterilisator wurde für platzsparende Flexibilität entwickelt.

### **24 Stunden steril**

- Bleibt 24 Stunden\* lang steril

**PHILIPS**  
**AVENT**

# Besonderheiten

## Tötet 99,9 % der Keime ab\*



Mit Philips Avent ist die Sterilisation sanft, effektiv und frei von Chemikalien. Jeder Sterilisator nutzt die Wirkung von reinem Dampf – nicht mehr und nicht weniger –, um 99,9 % der schädlichen Keime\* abzutöten.

## Sterilisieren in nur 10 Minuten



Erleben Sie Geschwindigkeit und Sicherheit mit einem Sterilisationszyklus von nur 10 Minuten. Nach diesem Zeitraum schaltet sich der Sterilisator automatisch selbst aus.

## Integrierte Abtropfschale



Unsere neue Abtropfschale schützt die Heizplatte vor Milchtröpfchen und reduziert so unangenehme Gerüche.

## Die All-in-One-Lösung



Dank der anpassbaren Größe unseres fortschrittlichen Sterilisators lässt sich der Platz auf der Arbeitsfläche minimieren, wenn kleinere Gegenstände wie Schnuller sterilisiert werden oder das Gerät gerade nicht gebraucht wird.

## Steril für 24 Stunden\*



Durch die gründliche Reinigung im Sterilisator ohne Chemikalien bleibt sein Inhalt bis zu

24 Stunden lang steril. Wie? Halten Sie einfach den Deckel geschlossen.

## Platzsparendes Design



Unser Sterilisator ist schlank und bietet dennoch Platz für bis zu sechs Philips Avent Babyflaschen. Er eignet sich auch für alle anderen wichtigen Dinge, wie Sauger, Schnuller oder Handmilchpumpen.

## Einfache Reinigung und Zusammensetzung



Der Sterilisator kann von oben bis unten, innen wie außen schnell und einfach gereinigt werden – sogar die Heizplatte. So haben Sie mehr Zeit für Ihr Kind.

# Daten

## Entwicklungsstufen

- Stage: 0 bis 6 Monate

## Ursprungsland

- Hergestellt in: China

## Designspezifikationen

- Materialien: Plastik (PP)

## Technische Daten

- Voltage: 220 bis 240 V ~ 50 bis 60 Hz, 220 V ~ 60 Hz (Korea), 120 bis 127 V ~ 60 Hz (NAM), 110 V ~ 60 Hz (Taiwan)

## Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen: 304 x 183 x 359 mm
- Gewicht: 1,78 kg

## Technische Daten

- Power consumption: 650 W
- Safety Classification: Klasse 1

## Lieferumfang

- Zange: 1 pcs

## Was ist inbegriffen?

- Elektrischer Dampfsterilisator: 1 Stck.

## Kompatibilität

- Kompatibel mit Philips Avent Sortiment



Ausstellungsdatum  
2021-04-15

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 39416 13

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Die Testresultate werden von einem unabhängigen Testlabor vorgelegt.