


PHILIPS

Sada dětského
digitálního teploměru

SCH530/10



Snadné a přesné měření teploty

Digitální teploměr v dudlíku pro snadné a přesné měření teploty

Pohodlí pro vás a vaše dítě

- Kotouč dudlíku s otvory chrání před podrážděním pokožky.
- Zahnuje dudlík ve velikosti pro novorozence
- Navržen speciálně pro novorozence

Bezpečnost dítěte

- Dudlík je vhodný pro sterilizaci nebo převaření
- Umožňují převaření nebo sterilizaci bez poškození elektroniky.

Přednosti

Odpojitelné elektronické součásti

Po odpojení citlivé elektroniky pro měření teploty od dudlíku můžete bezpečně sterilizovat nebo převařit tu část, se kterou přichází dítě do kontaktu.

Štít dudlíku s jamkami

Otvory zajišťují proudění vzduchu za dudlíkem, aby ochránily citlivou pokožku dítěte před podrážděním.

Včetně dudlíku

Dudlík můžete pravidelně vkládat do úst dítěte, aby si na něj mohlo zvyknout. Lze jej používat jako jakýkoli běžný dudlík.

Silikonový dudlík

Speciálně tvarovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby velikostí odpovídal ústům dítěte a nebránil přirozenému vývoji. Můžete jej s důvěrou použít k uklidnění dítěte.

Dudlík s možností sterilizace

Díky použití speciálního materiálu můžete dudlík bez obav sterilizovat v mikrovlnné troubě nebo elektrickém sterilizátoru, případně ve vroucí vodě, aniž by došlo k jeho poškození.

Specifikace

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: >100 hodin

Země původu

Vyrobeno v Číně

Výkon

Typ baterie: LR41

Počet baterií: 1 na teploměr

Technické údaje

Rozsah provozní teploty: 32-44 °C

Příslušenství

Uživatelská příručka

Baterie

Technické údaje

Přesnost: 35-38 +/- 0,1 °C

Pohodlí

Automatické vypnutí

Pohodlí

Pružná špička

Vhodné pro novorozence

Jasně zobrazení naměřené hodnoty

Ukazatel stavu baterie

