

PHILIPS

AVENT

Manuální odsávačka
mateřského mléka

Sada na cesty

SCF290/13



Odsajete více. Rychleji.

Zvýšená účinnost díky manuální odsávačce mateřského mléka

Manuální odsávačka poskytuje úplnou kontrolu podtlaku a rytmu odsávání. Jedinečná manuální odsávačka Philips Avent zaručuje zvýšenou účinnost a je potvrzeno klinickými zkouškami, že umožňuje odsát více mléka, než nemocniční elektrické odsávačky.

Výhody a funkce:

- S izolační cestovní taškou

Účinnost potvrzená klinickými zkouškami

- Patentovaná masážní vložka

Stimulace a odsávání

- Jemná masážní vložka uvolňuje přirozený tok, podobně jako při kojení

Flexibilní a přenosná

- Snadné sestavení a použití

Přednosti

S izolační cestovní taškou



Všechno, co potřebujete pro udržování zásoby, odsávání a skladování mateřského mléka, když nemůžete být u svého dítěte.

Snadné sestavení a použití



Tichá a přenosná.

Patentovaná masážní vložka



Měkká silikonová vložka odsávačky Philips Avent s pěti masážními výstupky zajišťuje masáž prsu. Při stlačování páky odsávačky se výstupky pohybují nahoru a dolů a jemně masírují dvorec bradavky. Během odsávání navozují podobné pocity jako při kojení.

Jemná masážní vložka



Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Uspodňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.

Specifikace

Země původu

Anglie

Co je součástí

Podstavec na láhev/kryt odsávačky: 2 ks
Zásobník na mateřské mléko (125 ml): 2 ks
Stylové balení: 2 ks
Mimořádně měkký dudlík s průtokem pro novorozence: 2 ks
Náhradní díly: 1 ks
Microfiber insulated travel bag: 1 ks
Ruční odsávačka mateřského mléka: 1 ks
Zásobník na mateřské mléko (260 ml): 2 ks

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

