

PHILIPS

AVENT

Dvojitá elektronická
odsávačka mat. mléka

SCF304/60



Vytvořeno pro pohodlí

Inspirováno přírodou

Naše jedinečná odsávačka bez BPA obsahuje elektronickou paměť, která umožňuje plnou kontrolu díky učení a pokračování ve vámi zvoleném rytmu odsávání.

Výhody a funkce:

- Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu
- Mimořádně pohodlná a účinná
- Neomezeně různá rychlost, podtlak a rytmus – žádné přednastavené možnosti
- Tichá, nenáročná a přenosná
- Odsaje více mléka rychleji

Stimulace a odsávání

- Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje plynulý tok mléka
- Jemná masážní vložka uvolňuje přirozený tok, podobně jako při kojení

Přednosti

Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu

Elektronická paměť se učí a po stisknutí tlačítka pokračuje ve vámi zvoleném rytmu odsávání.

Jemný podtlak

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.

Neomezeně variabilní kontrola

Vychutnejte si úplnou kontrolu nad rychlostí, sáním a tvarem. Odsávačku můžete dokonce nastavit tak, aby odpovídala sání vašeho vlastního dítěte.

Patentovaná masážní vložka



Pět jemných masážních polštářků ve tvaru okvětních lístků se společně se spolehlivým podtlakem ohýbá dovnitř a ven. Napomáhá stimulovat rychlý a přirozený tok mléka.

Odsaje více mléka rychleji

Dvojité odsávání prokázalo následné zvýšení tvorby mléka. Dvojitá elektronická odsávačka mat. mléka je jedinou odsávačkou, která dokáže udržet stejnou úroveň rychlosti a sání na obou prsou a zajistit efektivní využití.

Tichá, nenáročná a přenosná

Tichá, nenáročná a přenosná

Jemná masážní vložka



Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Uspodňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.

Specifikace

Spotřeba

Napětí: 100 - 240 V

Země původu

Anglie

Co je součástí

Dudlík s jemným novorozeneckým průtokem: 2 ks

Podstavec na láhev/kryt odsávačky: 4 ks

Těsnicí víčko pro uchovávání mléka: 2 ks

Stylové balení: 2 ks

Elektronická odsávačka na oba prsy: 1 ks

Části pro manuální odsávání pro případ, že není k dispozici napájení: 1 ks

Zásobník na mateřské mléko (260 ml): 2 ks

Cestovní taška z mikrovlnáka: 1 ks

Taška Thinsulate™: 2 ks

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců

