




Philips
Infračervená lampa
InfraPhil

150 W



HP3616

Poskytuje úlevu od bolesti svalů

Soustředěné infračervené teplo prochází do hloubky

Hluboké soustředěné teplo z infračervené lampy

Snadné použití

- Vypínač
- Nastavitelný úhel

Ulevuje od bolesti svalů

- Hluboko pronikající infračervené teplo

Snadné skladování

- Úložný prostor pro kabel

PHILIPS

Specifikace

Snadné skladování

- Úložný prostor pro kabel

Technické údaje

- Napětí: 220/230 V nebo 240/250 V V
- Délka kabelu: 180 m
- Spotřeba: 150 W
- Frekvence: 50 Hz
- Izolace: Třída II (dvojitá izolace)
- Typ žárovky: PAR 38E, 150 W + prizmatické kruhy pro přesnější zacílení
- Doba životnosti lampy: 750 sezení v délce 10 minut

Hmotnost a rozměry

- Rozměry balení A: 24,0 x 28,8 x 62,4 (VxŠxH) cm
- Rozměry výrobku: 22,0 x 13,0 x 18,5 (VxŠxH) cm
- Hmotnost výrobku: 1 kg
- Hmotnost balení F-box: 1 kg
- Hmotnost balení A-box: 6,4 kg

- Počet balení F v balení A: 6 ks
- Množství na Euro paletě: 192 ks
- Rozměry F-balení: 22,5 x 14,0 x 20,4 (VxŠxH) cm

Logistické údaje

- Země původu: Německo
- Kód CTV: 884361601000

Bezpečnost

- Certifikace IEC: Vyhovuje normě IEC 60335

Snadné použ.

- Nastavitelnost: 0–40 stupňů (dozadu)
- Vypínač

Lékařský přístroj

- Směrnice Medical Device Directive: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Přednosti

Hluboko pronikající infračervené teplo



Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhlými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.

Nastavitelný úhel

Infračervenou lampu lze snadno posunout až o 40 stupňů směrem dozadu.

Vypínač

Jednoduchý vypínač na zadní straně infračervené lampy, aby nebylo třeba po každém použití přístroj odpojovat ze zásuvky.

Úložný prostor pro kabel



Infračervená lampa disponuje úložným držákem kabelu na zadní straně. Jednoduše omotáte kabel kolem držáku a můžete ji znovu uložit.

